

## PAL パル

総合倍率

4倍・8倍

長寿命

LEDリングライト  
標準仕様

コストパフォーマンス

4倍用レンズ・8倍用レンズ・LED  
オールインワン



LEDラボユーズマイクロスコープパル 製品仕様

総合倍率	4倍 / 8倍
接眼レンズ	WF5X/WF10X
対物レンズ	0.8X
作業距離	145mm
視野径	18.60mm(4倍時)/20.00mm(8倍時)
眼幅調節	55~75mm
鏡体機能	左側接眼筒視度補正±5D
電源・電圧	100~240V AC 50/60Hz
鏡体形状	ストレートスタンドタイプ360°回転可能

### パルの特徴



長寿命で明るいLED照明を標準装備!  
ON/OFFスイッチ、光量調整機能付き。



左の接眼レンズに視度補正機能がついており、左右の視力のバランスがとれます。



疲れにくく使いやすい総合倍率である4倍と8倍を標準で装備しています。



360°回転する蛇腹アームと、安定感のあるスタンドで、自分に合った高さ・角度でお使い頂けます。

### セット内容



- LEDラボユーズ  
マイクロスコープパル 本体1台
- 接眼レンズ5X/10X 各1セット
- LEDリングライト 1セット
- ACアダプター 1セット
- 目当てゴム 1セット

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

■製造販売元

**Meiden** 名南歯科貿易株式会社  
http://www.meinandental.com

本 社 〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号  
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610  
東京オフィス 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F  
& ショールーム TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524

http://www.meinandental.com