

LED 技工用ロングアームマイクロSCOPE

REACH<リーチ>

実用新案
意匠登録

ロングアームの技工用マイクロSCOPE、 いよいよ登場！



ロングアームだから・・・

- ・自分のポジションですぐに使える！
- ・場所を取らない！



ラボベンチのオプションにも最適です

●リーチお勧めの使い方



自分の使いやすいポジションに、アームの形状を調整します。



明るいLED照明による、見やすい拡大視野を提供します。



アーム軸が回転しますので、使い終わったら、アーム形状を維持したまま、アームを逃します。



片手でスツと鏡筒を手前にもってくるだけで、すぐに自分のポジションに。

Specification スペック

- アーム長 105cm ●総合倍率 4倍又は8倍（お選び頂けます。）
 - 作業距離 145mm
 - 視野径 18.60mm（4倍時）/20.00mm（8倍時）
 - 眼幅調節 55～75mm ●鏡体機能 左側接眼鏡視度補正±5D
 - 電圧 100V 50/60Hz ●照明 LED標準搭載
- 【別売アクセサリ】

- 総合倍率4倍用：接眼鏡WF5X 目当付
- 総合倍率8倍用：接眼鏡WF10X 目当付

新しいだけじゃない、
そしてこのコストパフォーマンス！

倍率をお選びください

新製品

技工用マイクロSCOPE リーチ4倍
 技工用マイクロSCOPE リーチ8倍
LEDセット

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

実用新案出願 No.2016-6275
意匠登録出願 No.N25521

<http://www.meinandental.com>

Meiden

名南歯科貿易株式会社
<http://www.meinandental.com>

本社 〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
 TEL：(052)799-4075 FAX：(052)353-6610
 東京オフィス 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F
 & ショールーム TEL：(03)6261-3523 FAX：(03)6261-3524