

サンプル品  
ご依頼OK!



作業模型用 超硬石膏

# シェーラ プレミアム ゴールドンプラウン

5kg	標準価格	¥5,800 (税別)
20kg	標準価格	¥13,800 (税別)

一般医療機器医療機器届出番号：23B2X10023000226

- 安定した非常に細かい粒度の超硬石膏で、最高品質の模型製作を実現します。
- 盛り上げ作業が簡単に行えるほか、優れたチキソトロピー性により、弱いバイブレーションでも簡単に印象へ流し込むことができます。
- マージン部などの薄い部分でもチッピングがしにくく、簡単に分割作業を行えます。

## スペック

内容量	5kg / 20kg
用途	作業模型用
混合比	100g (粉末) : 20mL (水)
作業時間	4.5~5.5分
硬化時間	35~40分
膨張率	0.10%
硬化硬度	60MPa (硬化後1時間) 270MPa (硬化後2時間) 290MPa (硬化後24時間)



操作性にこだわった、  
ドイツ製の超硬石膏。

動画でチキソトロピー性の検証と盛り上げを実演していますので、ぜひチェックしてみてください。



YouTube

## 関連商品

コストパフォーマンス抜群の  
ロングセラーダウエルピン

サンプル品  
ご依頼OK!

### 名南ニューダウエルピン 1,000入

単面カット	No.1 ¥2,800-
	No.2 ¥2,800-
両面カット	No.1 ¥3,200-
	No.2 ¥3,200-



- スタンダードな真鍮製のダウエルピンです。
- メッキ処理でサビに強く丈夫です。
- 上部は接着剤がしっかり入り込み外れにくい網目仕様、下部は模型から外し易いスムーズな面に仕上げました。

シルバーとゴールドの2色のご用意がございます。

タフでシャープな交換用ノコ刃

### カットイットノコ刃 10本入

¥1,800-



- 切れ味と耐久性に優れたノコ刃です。
- 0.2mmの薄い刃で繊細な分割にも最適です。

10本入  
全長：133mm 幅：2.8mm 厚み：約0.2mm

商品価格は全て税別となります。

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

2021.09.22 n/a

www.meinandental.com



YouTube

取扱店