

ドイツのアンドレアス・ノルティ氏がプロデュースした、
セラミストによる、セラミストのための超硬石膏

サンプル品
ご依頼OK!



超硬石膏

シェーラ ピュア

ライトグレー

3kg



YouTubeでシェーラ ピュアの特徴
を解説しています！



- 硬化膨張率が0.08%と小さく、精度の高い作業模型が製作できます。
- 吸水下での作業による模型の劣化・破折を少なくし、チッピングがしにくい「強度」を提供します。
- 安定した非常に細かい粒度の超硬石膏で、最高品質の模型製作を実現します。



シェーラピュア



一般的な石膏

ピュア(ライトグレー)はシェードの邪魔をしません。

ポーセレンワークにおける色調調整に、石膏模型が
最大件貢献できる「模型色」。この点に最もこだわっ
て製品開発が行われました。

模型の写真撮影時にポーセレンワークを「美しく、自
然に引き立てる」カラーとして、トーンの落ち着いた
ライトグレーをご用意しました。

Andreas Nolte氏がプロデュース



ドイツの歯科技工界におけるビ
ジナリーであり、最も人気の
高いテクニシャンの一人である、
アンドレアス・ノルティ氏。
「シェーラピュア」は、彼が「理
想的な石膏の形」を求めてプロ
デュースした、極めて「ピュア」
な超硬石膏です。

ドイツのセラミストによる、セラ
ミストのために開発された、全
てのセラミストにおすすめしたい
高品質な商品です。

スペック

内容量	3kg
用途	作業模型用
混合比	100g (粉末) : 20mL (水)
作業温度	20~23°C
作業時間	6.0~7.0分
効果時間	約30分
硬化膨張率	0.08%
圧縮強度	2時間後 310mPa 24時間後 330mPa

販売価格

¥4,800

(税別)

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売元

名南歯科貿易株式会社

Meinan

www.meinandental.com

2021.03.15.N/A

●名古屋本社

〒454-0805 名古屋市中川区角戸町2番26号

TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

●東京オフィス・ショールーム

〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F

TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



取扱店

一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000240

www.meinandental.com

