

Wireless HighCam 3

口腔内カメラ ワイヤレスハイカム3

Enjoy Wireless & Auto Focus!

Wireless Autofocus Intraoral Camera with Mouse

ワイヤレス

オートフォーカス










空中マウス



口腔内カメラ ワイヤレスハイカム3



1 特徴

-  **高速デジタルワイヤレス**
ノイズのないライブ映像を映し出します。
-  **オートフォーカス**
オートフォーカス機能により、ピンぼけしないクリアな画像を提供します。
-  **HD (高解像度)**
HDクオリティの画像を提供します。
-  **ジャイロセンサーマウス内蔵**
「空中マウス」機能内蔵なので、タッチレスでパソコン操作が可能です。
-  **可変ヘッドアングル**
ヘッドの角度を任意に変更できます。
-  **280° 回転ヘッド**
ヘッドが280°回転するので、上顎・下顎の撮影も楽々です。
-  **大容量バッテリー**
一回の充電で最大2.5時間使える大容量バッテリーを搭載しています。
-  **ソフトウェアの互換性**
ショートカットキーデータをサポートしているので、他社ソフトウェアやTwainドライバーでも使用可能です。
-  **OLEDスクリーン**
明るく見やすいOLEDスクリーンを搭載しています。
-  **LED調光**
LEDの明るさを自由に設定できます。

2 ワイヤレスレシーバー

USBレシーバー

レシーバーはUSBタイプなのでPCのポートに差し込むだけで、その他の電源供給は不要です。

USBレシーバー用延長ホルダー

接続するPCが固定されている場合も延長ホルダーによりカメラの仕様可能範囲が広がります。

3 仕様

カメラ (ヘッドを含む)	電圧	3.7V
	サイズ	266 x 31 x 37 mm
	重量	140g
	解像度	1.3 メガピクセル
	センサー/レンズタイプ	CMOS / リキッドレンズ
チャージャー	サイズ	169 x 148 x 89 mm
	重量	170 g
	電圧	5V
使い捨てカバー	サイズ	サイズ (ロング) 60×205mm
		サイズ (ショート) 35×100mm
	材質	ポリエチレン
アダプター	入力電圧	AC 100 ~ 240 V
	出力電圧	DC 5V 2A

4 システム要件

PC 環境:	2.0 Ghz CPU, 1GB RAM
OS:	Windows XP SP3以降 (Windows XP 64ビットは非対応)
USB port:	USB 2.0

5 DrsViewer2



メイン画面 患者登録画面 ライブ映像 編集画面 印刷プレビュー

※iPhone/iPadアプリ「Dr's Viewer2」は販売を終了しています。

セット内容



- 口腔内カメラ本体
- ワイヤレスレシーバー
- レシーバー用延長ホルダー ■ 充電器
- 電源ケーブル ■ アダプター
- 使い捨てカバー
(ロング約100枚・ショート約100枚)
- インストールCD

【別売】 使い捨てカバー ロング (100枚入)
ショート (100枚入)

一般医療機器医療機器届出番号：23B2X10023000262

※製品の色は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告なく変更することがあります。

<http://www.meinandental.com>

■ 製造販売元

 **Meinan**
名南歯科貿易株式会社

名南歯科貿易株式会社
www.meinandental.com

本 社 〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610
東京オフィス 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F
& ショールーム TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524