

新発売


ハイブリッド2層マウスガードディスク コンビロックプラス



強い噛み締めに対応する耐久性と、快適な使用感が両立できるよう設計された、ハイブリッド2層マウスガードディスク!

透明性(ピュアクリア)や、変形への耐久性にも非常に優れています。

外側は強度と耐久性のために設計された、
高強度な素材で作られた層



内側は快適さと適応性のために設計された、柔軟な層



PETGによる
この透明感!

- 材質：ハード(PETG)/ソフト(TPU)
- 包装：湿気防止のためアルミ袋に真空パック
- 販売単位：1枚

【商品名】

コンビロックプラス 2.0mm 角型
コンビロックプラス 2.0mm 丸型

丸型
直径120mm
厚さ：2.0mm

角型
125×125mm
厚さ：2.0mm

真空パックで
使いやすい
1枚入り!

標準価格

¥880 /枚 (税抜)

一般医療機器届出番号：23B2X10023000375

関連商品

加圧型マウスガード成形器

デュナフォームプラス

両サイズ対応!

丸直径
120mm

丸直径
125mm

マウスガード(リテーナー、ラミネート、スプリント、
ホワイトニング、アライナーなど)の高精度成型を可能にする、
ドイツ製の加圧型マウスガード成形器です。

予熱時間のいらぬクイックスタートモデル!

最新のヒーティングエレメントにより、予熱時間の必要がなく、
スイッチを入れてすぐに使えます!

オートマッチック操作!

加熱時間やプレス時間はプログラム入力が可能!



新発売

サイズ:W350 x D300 x H190mm
重量: 8.5Kg

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

2020.04.08.3000

製造販売元

名南歯科貿易株式会社
Meinan
www.meinandental.com

●名古屋本社
〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

●東京オフィス・ショールーム
〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F
TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

取扱店

標準価格

¥290,000 (税抜)

一般医療機器届出番号:23B2X10023000362

www.meinandental.com