

固いジルコニア。
「グレートホワイト Z」で、切削がより速く！

ジルコニア切削用ダイヤモンドバー
グレートホワイト Z



固くて難しかった
ジルコニアクラウンやコーピング
の撤去や最終仕上げ。

これらを短時間で行うために、
特別にデザインされた
ダイヤモンドバーです。

simply better dentistry™

WHITE[®]


エンド治療のアクセスに




ジルコニアクラウンの撤去に



最終仕上げに



ジルコニアクラウンの調整に



近年益々増えるジルコニア。アメリカでは、除去症例の実に35%がジルコニア※とされています。

通常 20 ~ 30 分かかると言われるジルコニアコーピングの除去※に要する時間も、「グレートホワイトZ」を使うことで大幅に短縮していただけます。
(※US メーカー調べ)

ラインナップ



ラウンド
エンドテーパー

- GWZ856-018
- 入数：5本
- ヘッド径：8.00mm
- ヘッド部全長：1.80mm
- 全長：22.00mm
- 用途：
クラウン・コーピング撤去

ラウンド (小)

- GWZ801-014
- 入数：5本
- ヘッド径：1.30mm
- ヘッド部全長：1.40mm
- 全長：19.00mm
- 用途：
歯内療法へのアクセス用

ラウンド

- GWZ801-018
- 入数：5本
- ヘッド径：1.70mm
- ヘッド部全長：1.80mm
- 全長：19.00mm
- 用途：
歯内療法へのアクセス用

フットボール

- GWZ379-023
- 入数：5本
- ヘッド径：4.50mm
- ヘッド部全長：2.30mm
- 全長：19.00mm
- 用途：調整用

イントロキット

- 入数：4本
- 左記の4形態がそろった
イントロキット

※製品の色は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告なく変更することがあります。

一般医療機器医療機器届出番号：23B2X10023000312