

デンタルスキャナー ニューウェイ



一般医療機器医療器届出番号：23B2X10023000293

A 新しい高精度カラーキャンシステムを採用。新システム「リファレンスリム」が、スキャン精度とリピート精度を大幅に向上させます。

B 「5軸スキャンシステム」を新たに採用。より柔軟になったスキャンアングルと、高度に進化したアルゴリズムにより、高速スキャンを実現。

高精度カラー **5** ミクロン

フルアーチ **14** 秒



新システム「リファレンスリム」



C スキャンモードを選択するだけで、スキャナーが自動的に最適かつ高速なスキャン方式を実行してくれます。



D 本体に含まれるNeWay専用スキャナ基本ソフト「ScanWay」は、更新料無料でバージョンアップが可能です。

スキャナ基本ソフト※
「ScanWay」更新料

永年無料

※CADソフトの更新料は別となります。

● 選べるカラーバリエーション

ライムグリーン



さわやかなライムグリーンは、ラボ内の雰囲気をも明るくします。

マットブラック



スタイリッシュなマットブラック。ラボ内を落ち着いた雰囲気になります。



● 多様なスキャン機能



カラーキャン
ニューウェイはカラーカメラが搭載されているので、実物をイメージしやすいカラーキャンが可能となります。



印象キャン
精度の高い印象キャンができる「インプレッションキャン」機能を標準装備。石膏模型を製作する時間を省き、CAD作業にすばやく移ることができます。



テキストキャン
模型上に描画された設計線をデジタルで高精度に取り込みます。デンチャーCAD「デジタル」のマジックペン機能との連携で、設計線にすばやく正確な自動描画が可能となります。



咬合器キャン
模型を咬合器にセットしたまま、咬合をスキャンできるので、高い精度で咬合状態をデジタル化。「コンセプトクアッド（※オプション）」を使えば、片顎模型が2回のスキャンだけで取り込めます。

● 本体仕様

スキャンシステム	5軸 (光源3軸+メカニカルアーム2軸)
電源	100V, 50/60Hz
対応ファイル	STL, OBJ, OFF, PLY
スキャン精度	5ミクロン
リピート精度	2ミクロン
解像度	5ミクロン
スキャン速度(フルアーチ)	約14秒
サイズ【WxDxH】	500 x 610 x 540 (mm)
重量	18kg
インターフェース	USB 3.0
スキャンカメラ	カラーカメラ2機

● 梱包内容



ニューウェイはパソコン、モニター、3Dマウスもすべて込みで、この価格。

● 追加アクセサリ



※Artex, Protarevo, Sam, Adesso, A7, Denarからお選び頂けます。

クラウン・ブリッジ

デンタルCADソフトウェア

exocad

エグゾキャド

高い操作性と使いやすさを兼ね備えた
歯科用CADソフトウェア

初心者でもわかりやすい操作性と、
エキスパートもご満足いただける高い機能性。

年間ライセンス使用料が不要な「更新料システム」
なので、運用コストを抑えやすいのも特徴です。

DentalCAD 2.2 Valletta

更新料システム
年間ライセンス不要

exocad

アドオンモジュール

- ・バーチャル咬合器
- ・インプラント
- ・バー
- ・プロビジョナル
- ・バイトスプリント
- ・トゥルースマイル
- ・モデルクリエーター
- ・フルデンチャー
- ・DICOMビューアー

新機能が盛り込まれた
最新バージョン「バレッタ」



スマートに隣接面を調整できる
「接触点ツール」

マルチレイヤー材料も対応した
「In-CADネスティング」

デンチャー

デンチャーCADソフトウェア

ディジステル

DIGISTELL

CAD設計時間を最小限にするための機能が豊富な、
適合精度の高いデンチャーCADソフトウェア

直感的でわかりやすい操作性と、
高い適合精度をもつ、デンチャーCADソフトウェアです。

更新料システム
年間ライセンス不要



設計線上に自動描画してくれる
「マジックペン」

左右対称に自動設計してくれる
「シンメトリック」

矯正アライナー

ラボ用矯正CADソフトウェア

オーソアアップ プレミアム

（オーソアアップモデルビルダー含む）

ORTH'UP

アライナー矯正のセットアップから歯列移動の
シュミレーションまでサポート

多彩な3Dの視覚情報によるセットアップと、歯列移
動の自動シュミレーションで、矯正アライナー製作を
サポートします。

更新料システム
年間ライセンス不要



わかりやすい3D視覚情報
「セットアップ」

ドクターサイドとの情報交換で便利な
「PDFレポート出力」
「歯列移動ムービー出力」

矯正用スタディ模型

スタディ模型CADソフト

オーソアアップ モデルビルダー

ORTH'UP

印象データの修正から、模型製作まで
矯正用スタディ模型CADソフトウェア

時間のかかる口腔内スキャナデータの修復も自動化。
短時間でスタディ模型の製作とデジタルデータ保存が
できます。

更新料システム
年間ライセンス不要



簡単な操作で作成できる
「スタディ模型製作」

口腔内スキャナデータを自動修復
「メッシュクリエーター」

デンタルスキャナー ニューウェイ

スキャナーに求められる、すべての要素を。

スピードと精度が要求される歯科技工現場において、
デンタルスキャナーの機能が益々求められています。

「高精度」「スピード」「テキストスキャン」「カラー」「印象スキャン」
スキャナーとして求められるすべての機能を搭載し、
リーズナブルな価格でお求めいただけるモデルです。



※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。