

アドシル ラピッド

歯科技工用 複模型用シリコン

マイスターの国から、  
複模型用シリコン。



コストパフォーマンスの高い  
ドイツ製複模型シリコン



# アドシル ラピッド

歯科技工用 複模型用シリコン



硬化時間、わずか**10分!**  
コストパフォーマンスも高いシリコンです。

## 特 徴

- 硬化時間わずか**10分!**
- 流動性が高い! (混ぜやすい)
- ショア硬度24

## テクニカルデータ

容量	1kg×1kg / 6kg×6kg
カラー	イエロー
混合比	1 : 1
バキューム混合時間	40秒
作業時間 (23℃時)	3~4分
硬化時間 (23℃時)	10分
引張抵抗 (DIN53504)	約2.2N/m <sup>2</sup>
引張伸張率 (DIN53504)	約310%
ショア硬度 (60分後)	24
保管温度	4~30℃

アドシル1x1 **¥10,800 (税抜)**

アドシル6x6 **¥54,000 (税抜)**

一般医療機器届出番号: 23B2X10023000184

## 関連商品

### オートシリコンディスペンサー

簡単に素早くシリコン連和が可能になるシリコンディスペンサー。  
フットペダルの併用でさらに便利になります。



<セット内容>  
 ■オートシリコンディスペンサー本体 ■電源コード  
 ■1×1kg用ジョイント ■6×6kg用ジョイント  
 ■ミキシングチップ (100ヶ)

<製品情報>  
 ■型番: DA2000 ■電源: AC100V 50/60Hz  
 ■消費電力: 250W ■重量: 12.5kg  
 ■サイズ W×D×H: 290×450×310mm

フットペダルは両手でフラスコを  
固定しながら抽出できるので、  
大変便利です。



オートシリコンディスペンサー本体 **¥280,000 (税抜)**

フットペダル (オプション) **¥18,000 (税抜)**

一般医療機器届出番号: 23B2X10023000195

※製品の色は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告なく変更することがあります。

### フラスコ

コストパフォーマンスにすぐれた、使いやすいフラスコです。

●フラスコセット

●スタビライザー



フラスコセット  
 ・サイズ1 (68×81mm)  
 ・サイズ2 (73×91mm)

スタビライザー  
 ・サイズ1用  
 ・サイズ2用

サイズ1 **¥3,900 (税抜)**

サイズ1用 **¥1,900 (税抜)**

サイズ2 **¥3,900 (税抜)**

サイズ2用 **¥1,900 (税抜)**

<http://www.meinandental.com>

■製造販売元



名南歯科貿易株式会社  
<http://www.meinandental.com>

本 社 〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号  
 TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610  
 東京オフィス 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F  
 & ショールーム TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524