



クラウン・ブリッジCAD付
高コストパフォーマンス
3Dスキャナー

Up300



低コストでクラウン・ブリッジのデジタル化を図りたい すべてのデンタルラボを応援するスキャナーです。

「まずは保険ブロックの設計からでも始めたい」
「そろそろスキャナーの追加も必要だが、コストは抑えたい」
「パラのワックスアップも全部デジタル化したい」



特徴①

シンプルで使いやすい
CK用CAD「UPCAD」標準搭載！



「使いやすさ」を追求してデザインされた操作画面。CADが初めての方にもお勧めです。



ロングスパンブリッジやインレーの設計も！
直感的な操作が可能です。

特徴②

フルアーチ20秒の高速スキャン！



スキャン速度	20秒（フルアーチ）
スキャン精度	10ミクロン
軸数	2軸
出力データ	STL/PLY/UM
重さ	13kg
インターフェース	USB3.0
カメラ解像度	1.3メガピクセル
光源	ブルーライト
3Dマウス	対応
咬合器スキャン	対応
マルチダイスキャン	対応



¥1,198,000
(CAD標準搭載) **(税抜)**

※PC・取付費・トレーニング料は別となります。

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

一般医療機器医療器届出番号 23B2X10023000344

<http://www.meinandental.com>

■ 製造販売元



名南歯科貿易株式会社
www.meinandental.com

本 社 〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610
東京オフィス 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F
& ショールーム TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524