

瞬間強力接着剤

# 名南クイックタイト

タイプ E-3

アルファ シアノアクリレート系

クイックに技工作業をサポート

ノズル、キャップ付き



2g × 20本入

日本製

火気厳禁

## FEATURES 特徴

### 低粘度、わずか10秒で瞬間接着

低粘度なので隙間に入って馴染みやすく、10秒ほど抑えるだけでしっかりと固定できます。流動性が求められる歯科技工用の接着剤としてオススメです。

### 日々の歯科技工作業を最適化


作業中にちょっと置いておきたいときも、キャップに立て掛けられるので、机での転がりを防ぎます。今まで机の上で転がってしまっていた、あの煩わしさを解消します。

### 無色透明、無臭で扱いやすい

エチルシアノアクリレートを主成分としており、透明性が高いため技工物の審美性を邪魔しません。



技工作業をタイトにサポート。少量を滴下後、直ぐに固定できます。



キャップに本体を立て掛けられるので机での転がりを防ぎます。

## SPECIFICATIONS 商品仕様

容量	2g/本・20本入/箱
外観	無色透明液体
比重	1.06 (20℃)
主成分	エチルシアノアクリレート
粘度	3mPa/s (25℃)
保管場所・温度	10℃以下の冷暗所に保管

\*\* ご使用前に必ず付属の取扱説明書をよく読み、十分に注意してご使用下さい。

商品番号：001730

## 瞬間強力接着剤 名南クイックタイト (2g x 20本入)

標準価格

6,000円(税別)


(税込価格: 6,600円)

## ASSOCIATED PRODUCTS 関連商品

### 名南ニューダウエルピン 1,000入 サンプル品 送料OK! カットイットノコ刃 10本入

単面カット No.1 No.2  
各2,800円(税別)

両面カット No.1 No.2  
各3,200円(税別)



- ・スタンダードな真鍮製のダウエルピンです。
- ・メッキ処理でサビに強く丈夫です。
- ・上部は接着剤がしっかり入り込んで外れにくい網目の仕様に、下部は模型から外し易いスムーズな面に仕上げました。

- ・切れ味と耐久性に優れたノコ刃です。
- ・0.2mmの薄刃で繊細な分割に最適です。

10本入  
全長: 133mm 幅: 2.8mm 厚み: 約0.2mm

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売元

2021.10.11 1500

Meinan  
名南歯科貿易株式会社  
www.meinandental.com

●名古屋本社 千454-0805 名古屋市中川区南戸町2番26号 TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610  
●東京オフィス・ショールーム 千102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

取扱店

www.meinandental.com