

高純度ピュアシリコン

低収縮率で高精度、ベタつきを抑える。

SILCONIC®
Silicone Experts



歯科技工用 複模型用シリコン

レプリシル

作業時間

6分

硬化時間

25分



1 + 1kg (2kg)



6 + 6kg (12kg)



Meinan

名南齒科貿易株式会社

ショア硬度A 22、裂けにくいけど高精度

製品特長

ピュアシリコンで印象を高品質に

混ぜ物や添加物を排除し、シリコン本体の純度にこだわった印象材です。
この「ピュア」なシリコンにより、高い精度と硬化後時間が経ってもベタつき
が出ない素材感を実現しました。
また、ベース剤に含まれる高級キャタリストが、硬化時の収縮を防ぎます。

裂けにくく、高い操作性と流動性

高い引張抵抗により、時間が経過しても収縮・型崩れしにくく、加えて脱着時
に歯間部が裂ける失敗を防ぎます。流動性が高いため、細部への流し込みも
容易です。脱離時にアンダーカット部が裂ける失敗も防ぎます。



製品仕様

容量	1kg+1kg / 6kg+6kg
カラー	ピンク
混合比	1 : 1
混合時間(23℃)	40秒
作業時間(23℃)	約6分
硬化時間	約25分
引張抵抗	約3.5N/cm ²
引張率	約400%
ショア硬度(60分後)	ショアA 22
保管温度	4～30℃

レプリシル 一般医療機器届出番号：23B2X10023000265

商品番号: 007550

レプリシル 2kg (1+1kg)



商品番号: 007551

レプリシル 12kg (6+6kg)



販売価格 15,800円(税別)

販売価格 87,800円(税別)

関連商品

商品番号: 007590

オートシリコンディスペンサーevo



- オートシリコンディスペンサーevo本体
- 電源コード ●ミキシングチップ(100入)
- レプリシル用ジョイント(6+6kg)

<製品情報>

- 型番: DA2000 ■電源: AC100V 50/60Hz
- 消費電力: 250W ■重量: 12.5kg
- サイズ W×D×H: 290×450×310mm

一般医療機器届出番号：23B2X10023000195



フットペダルの使用で、両手でフラスコを固定しながら自動練和ができるため、フラスコへの注入に集中することができます。

オートシリコンディスペンサー本体 380,000円(税別)

フットペダル (オプション) 18,000円(税別)

フラスコ・スタビライザー各種



●フラスコセット

- ・サイズ1 (68x81mm) 007507
- ・サイズ2 (73x91mm) 007508

繰り返し使えて経済的で、安定した複模型シリコンが製作できます。

各サイズ 4,400円(税別)

●スタビライザー

- ・サイズ1用 007509
- ・サイズ2用 007510

シリコンの厚みが均一になり、複模型シリコンの製作精度が上がります。

各サイズ 2,400円(税別)

※商品の外観は現物と異なる場合があります。価格・仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売元

名南歯科貿易株式会社

本社：〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

東京オフィス：〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F
& ショールーム TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

お取扱店