

精度を追求するなら、 1:1で混ぜる付加重合型パテシリコン



ベタつかない！

アクチベーターを使用しない付加型なので、手がべたつきません。
もちろん、グローブ無しで使用可能です。



高い操作性！

縮合型と違い、付加型シリコンは1:1の分量でシリコンを使用します。色で混ぜり具合を目視で確認できるため練りムラの心配がありません。



低収縮で高精度！

付加型シリコンは縮合型シリコンに比べてシリコンの純度が高く収縮が少ないため、寸法精度にすぐれた変形の無いコア作製が可能です。

複模型用印象材（付加重合型）

ステンシルエコ85

動画にて商品を紹介中です！
下記QRコードからご覧ください！



シヨア硬度A	85
作業時間（23℃時）	4分
練和時間	30秒
カラー	グリーン
圧縮強度	0.7%
細部再現性	50μ
耐熱温度	120℃
保管温度	4℃～30℃



1.5kg + 1.5kg

販売価格 **¥11,800** (税抜)



5.0kg + 5.0kg

販売価格 **¥38,800** (税抜)

※商品の外観は現物と異なる場合があります。価格・仕様は予告無く変更することがあります。

一般的名称：歯科用樹脂系模型材 一般医療機器届出番号：23B2X10023000356

製造販売元



名南歯科貿易株式会社

本社：〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610
東京オフィス：〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F
& ショールーム TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



お取扱店