

FG用カーバイドバー

Bur-Plus

バープラス

ご愛顧につき、
価格改定しました!

使い捨てバーの決定版!

LET'S CUT!



WAVE DENTAL

1本
140円で
この切れ味!

歯牙切削用

バープラス

メタル除去用

バープラスゴールド



330



1557



1558



1931



1958

全長(mm): 19mm
ヘッド直径(mm): 0.8mm
ヘッド長さ(mm): 1.9mm

全長(mm): 19mm
ヘッド直径(mm): 1.0mm
ヘッド長さ(mm): 4.2mm

全長(mm): 19mm
ヘッド直径(mm): 1.2mm
ヘッド長さ(mm): 4.2mm

全長(mm): 19mm
ヘッド直径(mm): 1.0mm
ヘッド長さ(mm): 2.0mm

全長(mm): 19mm
ヘッド直径(mm): 1.2mm
ヘッド長さ(mm): 4.2mm

各1シート5本入

¥700

 (税抜)

一般医療機器届出番号:23B2X10023000365

各1シート5本入

¥1,250

 (税抜)

一般医療機器届出番号:23B2X10023000366

10シートセット(50本)で更にオトク!! 詳しくは、お出入りのディーラー様まで!!

■ 両製品共通仕様

推奨回転数:300,000rpm
オートクレーブ:121°C~126°C
刃部材質:タングステン
軸部材質:ステンレスチール

5本で1パッケージだから!

ブリザードパック(個装)で衛生管理面も安心です。
また、在庫管理もしやすくなります。

感染症予防対策として、患者様一人に対して
1本というのが世界的に主流となってきています。
低コストで折れにくい、まさにおすすめです!



営業部の声

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

www.meinandental.com

製造販売元

名南歯科貿易株式会社
www.meinandental.com

2020.08.4 3000



取扱店

Meinan

●名古屋本社

〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号

TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

●東京オフィス・ショールーム

〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F

TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524

