


ハイブリッド二層構造シートで耐久性と快適さを両立

コンビロックプラス

高い透明度 | 真空パック包装 | ドイツ製

固くて耐久性が高い素材「PETG」を対合歯面に採用



柔らかくて吸収性が高い素材「TPU」を歯牙面に採用




選べる厚み

2.0mmは口腔内での厚みによる装着感を最小限にします。
3.0mmは耐久性を求める患者様に最適です。

2.0mm



3.0mm



選べる形状

バキュームフォーマーに合わせて形状を選択いただけます。
同社のデュナフォームプラスでの加圧成形がオススメです。

丸型

Φ120mm


角型

125x125mm



ハイブリッド二層構造シート（ハード&ソフト） コンビロックプラス

固くて耐久性が高い素材「PETG」を対合歯面に採用



** 見やすくするために色分けをしております。実際は無色透明になります。

柔らかくて吸収性が高い素材「TPU」を歯牙面に採用

パッケージは真空個装の使い切りタイプとなっているため、保管時の湿気を気にせずにご使用頂けます。



角型



丸型

使いやすい
1枚入り
真空パック

1枚単位の販売

使用直前に開封可能です。

2.0mmと3.0mm

厚みをお選び頂けます。

丸型と角型を用意

フォーマーに合わせられます。

今までのプリントをお使いでハードシートがよく割れてしまっていた方、ソフトシートを頻繁に噛み切りしてしまう方へおすすめの2層式シートです。

歯牙面が軟質のため、歯頸部へのダメージも減らせます。

材質：ハード(PETG)/ソフト(TPU) カラー：透明色(クリア)
包装：湿気防止のためアルミ袋へ真空パック 販売単位：1枚

商品コード	商品名	販売価格(税別)
005918	コンビロックプラス 2.0mm 角型	880円/枚
005919	コンビロックプラス 2.0mm 丸型	880円/枚
005922	コンビロックプラス 3.0mm 角型	1,080円/枚
005923	コンビロックプラス 3.0mm 丸型	1,080円/枚

一般医療機器医療機器届出番号：23B2X10023000375

関連商品

加圧型マウスガード成形器

デュナフォームプラス



** 別途コンプレッサー



本体スペック

電源	110V 50/60 Hz	対応ジスク	丸型
消費電力	850W	対応サイズ	Φ120、Φ125mm
重量	約 8.5 kg	プログラム設定	可能(10個まで)
圧力	0.5~6.0 bar	** 別途コンプレッサーをご用意して頂く必要があります。	
サイズ(WxDxH)	350 x 300 x 190 mm		


商品内容：本体、電源ケーブル、ステンレスパット、メッシュプレート、ラバーシートセット 各1入

商品コード	商品名	販売価格(税別)
005910	デュナフォームプラス	290,000円
005911	メッシュプレート (単体購入時)	23,000円
005912	ラバーシートセット (単体購入時)	10,000円

一般医療機器医療機器届出番号：23B2X10023000362

Φ120mm、Φ125mm 2サイズの丸型シートに対応。
タイマー設定機能が搭載されており、作業者が変わっても同じ品質のマウスピースが安定して製作可能です。

模型に接する面を加熱することにより細部の再現性に優れています。さらに、導入コストを抑えながら高品質な製作が実現できるのも特徴です。



※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売元

2021.12.08 500

Meinan 名南歯科貿易株式会社
www.meinandental.com



取扱店

●名古屋本社
〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

●東京オフィス・ショールーム
〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F
TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



www.meinandental.com