



Meinan
名南歯科貿易株式会社

治療時のゴースト(二次残像)をしっかり抑える!

フロントサーフェスマラー

サンプル品
ご依頼OK!

くっきりとしたシャープな像で視認性がアップ!



原寸大サイズ

3P (Φ20mm)



原寸大サイズ

4P (Φ22mm)




原寸大サイズ

5P (Φ24mm)

上面



両側面



フロントサーフェスマラー

通常加工のミラー

ゴースト
(二次残像)

・ 分かりやすいパッケージデザインを採用、箱を積み重ねてもサイズをすぐに認識できます!


・ ゴーストがしっかりと抑えられるため、くっきり視認できます!

■ 関連商品

拡大鏡用歯鏡

サーフェスマラー-mini (顕微鏡用)

マイクログとの併用に丁度いい直径10mmサイズです。
回転と固定の取り回しがしやすい、角型ハンドル(ミラーホルダー角)を採用。ゴーストの出ない「表面反射式」のサーフェスマラーです。



販売価格(税別) 1,100円

一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10015000228

歯鏡用ホルダー

ミラーホルダー角(5本入)

フロントサーフェスマラーと合わせてお使いください。
角型ハンドルとなっているため握りやすく、軽い国産ハンドルです。
もちろん、オートクレーブ(135~140℃)にも対応しております。



販売価格(税別) 1,600円

一般医療機器医療機器届出番号: 13B3X00117000021

仕様及び滅菌情報

材質	ステンレス
コーティング	クロム
反射率	84.0%
オートクレーブ	131℃ / 60~70分 (最大 131℃)
乾燥温度	121℃
煮沸温度	95℃~97℃
推奨薬品	アルコール
入数	12個入(箱)

一番人気!

商品コード	商品名	直径(サイズ)	販売価格
005617	フロントサーフェスマラー 3P 12個入	Φ20mm	3,240円 (税別)
005618	フロントサーフェスマラー 4P 12個入	Φ22mm	
005619	フロントサーフェスマラー 5P 12個入	Φ24mm	

一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000393

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

www.meinandental.com

製造販売元

2020.10.14.1000

Meinan
名南歯科貿易株式会社
www.meinandental.com



取扱店

●名古屋本社
〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

●東京オフィス・ショールーム
〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F
TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524

