

LED 技工用ロングアームマイクロSCOPE

# REACH<リーチ>

実用新案  
意匠登録

## ロングアームの技工用マイクロSCOPE、 いよいよ登場！



ロングアームだから・・・

- ・自分のポジションですぐに使える！
- ・場所を取らない！



ラボベンチのオプションにも最適です。

### ●リーチお勧めの使い方



アームの形状を自分の使いやすい  
ポジションに調整します。



明るいLED照明による、見やすい  
拡大視野を提供します。



アーム軸が回転しますので、使い  
終わったら、アーム形状を維持し  
たまま、アームを逃します。



片手でスッと鏡筒を手前もって  
くるだけで、すぐに自分のポジ  
ションに。

### Specification スペック

- アーム長 105cm ●総合倍率 4倍又は8倍（お選び頂けます。）
- 作業距離 145mm
- 視野径 18.60mm（4倍時）/20.00mm（8倍時）
- 眼幅調節 55～75mm ●鏡体機能 左側接眼筒視度補正±5D
- 電圧 100V 50/60Hz ●照明 LED標準搭載
- 【別売アクセサリ】
- 総合倍率4倍用：接眼レンズWF5X 目当付
- 総合倍率8倍用：接眼レンズWF10X 目当付 各¥6,000（税抜）

新しいだけじゃない、  
そしてこのコストパフォーマンス！

倍率をお選びください

新製品

技工用マイクロSCOPE リーチ4倍  
技工用マイクロSCOPE リーチ8倍

LEDセット価格

**¥39,800** (税抜)

実用新案出願 No.2016-6275  
意匠登録出願 No.N2552I

※製品の的外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売元



名南齒科貿易株式会社  
www.meinandental.com

本 社 〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号  
TEL：(052)799-4075 FAX：(052)353-6610  
東京オフィス 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F  
&ショールーム TEL：(03)6261-3523 FAX：(03)6261-3524

<http://www.meinandental.com>