

歯科用カーバイドバー

simply better dentistry™

SS WHITE®

SSホワイト

メタル除去用

天然歯切削用

ジルコニア切削用



Made In
U.S.A

 Meinan

名南歯科貿易株式会社

メタル除去用

SWHITE Dental® Better Patient Outcomes
Improved Efficiency
Faster Practice Growth

10本入り

高い切削力

メタル除去

SSホワイト カーバイドバー



切削効率を最大限に高めるようユニークにデザインされた
ブレード形状と太いネック部分が特徴的なカーバイドバーです。
GWシリーズは、メタルやポーセレン除去にかかる時間を短縮できます。

商品番号	商品名
000183	SSホワイト カーバイドバー GW1 10入
000184	SSホワイト カーバイドバー GW2 10入

推奨回転数	300,000 rpm
オートクレーブ	121°C / 20 - 30分 135°C / 3 - 10分
材質	タングステンカーバイド (ワンピース構造)

販売価格 オープン価格

一般的名称：歯科用カーバイドバー 販売名：SS White カーバイドバー GW
一般医療機器届出番号：23B2X10023000290

天然歯切削用

SWHITE Dental® Better Patient Outcomes
Improved Efficiency
Faster Practice Growth

10本入り

高い切削力

天然歯切削

SSホワイト カーバイドバー



切削効率を最大限に高めるようユニークにデザインされた
ブレード形状と太いネック部分が特徴的なカーバイドバーです。

商品番号	商品名
000180	SSホワイト カーバイドバー 1557 10入
000181	SSホワイト カーバイドバー 1558 10入
000182	SSホワイト カーバイドバー 330 10入

推奨回転数	300,000 rpm
オートクレーブ	121°C / 20 - 30分 135°C / 3 - 10分
材質	タングステンカーバイド (ワンピース構造)

販売価格 オープン価格

一般的名称：歯科用カーバイドバー 販売名：SS White カーバイドバー
一般医療機器届出番号：23B2X10023000289

ジルコニア切削用

SWHITE Dental® Better Patient Outcomes
Improved Efficiency
Faster Practice Growth

5本入り


ジルコニア用

イントロキット有

SSホワイト グレートホワイトZ



	ラウンド エンドテーパ	ラウンド (小)	ラウンド	フットボール
商品番号	000185	000186	000187	000188
ヘッド径	8.00mm	1.30mm	1.70mm	4.50mm
ヘッド長	1.80mm	1.40mm	1.80mm	2.30mm
全長	22.00mm	19.00mm	19.00mm	19.00mm
用途	クラウン・ コーピング除去	歯内治療への アクセス用	歯内治療への アクセス用	調整用



4種類が各1本入ったイントロキット
もあります。
商品番号：000189
販売価格：9,800円(税別)

推奨回転数	300,000 rpm
オートクレーブ	121°C / 20 - 30分 135°C / 3 - 10分
材質	軸部：ステンレススチール 切削先端： ダイヤモンドコーティングスチール

販売価格 各6,800円(税別)

一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー 販売名：SS White カーバイドバー GWZ
一般医療機器届出番号：23B2X10023000290

※商品の外観は現物と異なる場合があります。価格・仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売元



名南歯科貿易株式会社

本社：〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610
東京オフィス：〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F
& ショールーム TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

お取扱店