

固いジルコニア。
「グレートホワイト Z」で、切削がより速く！

ジルコニア切削用ダイヤモンドバー
グレートホワイト Z



固くて難しかった
ジルコニアクラウンやコーピング
の撤去や最終仕上げ。

これらを短時間で行うために、
特別にデザインされた
ダイヤモンドバーです。

simply better dentistry™
WHITE®

使用方法

WHITE®


エンド治療のアクセスに




ジルコニアクラウンの撤去に



最終仕上げに



ジルコニアクラウンの調整に



近年益々増えるジルコニア。
アメリカでは、除去症例の実に
35%がジルコニア※と言われて
います。

通常 20 ~ 30 分かかると言われ
るジルコニアコーピングの除去※
に要する時間も、「グレートホワ
イトZ」を使うことで大幅に短縮
していただけます。
(※US メーカー調べ)

ラインナップ



原寸大



原寸大



原寸大



原寸大

ラウンド エンドテーパー

- GWZ856-018
- 入数：5本
- ヘッド径：8.00mm
- ヘッド部全長：1.80mm
- 全長：22.00mm
- 用途：
クラウン・コーピング撤去

6,800円(税別)

ラウンド (小)

- GWZ801-014
- 入数：5本
- ヘッド径：1.30mm
- ヘッド部全長：1.40mm
- 全長：19.00mm
- 用途：
歯内療法へのアクセス用

6,800円(税別)

ラウンド

- GWZ801-018
- 入数：5本
- ヘッド径：1.70mm
- ヘッド部全長：1.80mm
- 全長：19.00mm
- 用途：
歯内療法へのアクセス用

6,800円(税別)

フットボール

- GWZ379-023
- 入数：5本
- ヘッド径：4.50mm
- ヘッド部全長：2.30mm
- 全長：19.00mm
- 用途：調整用

6,800円(税別)

イントロキット

- 入数：4本
- 左記の4形態がそろった
イントロキット

9,800円(税別)



YouTube



商品を使ってみたご紹介動画もあります！
QRコードから今すぐチェック！



※商品の外観は現物と異なる場合があります。価格・仕様は予告無く変更することがあります。

一般医療機器医療機器届出番号:23B2X10023000312

製造販売元

名南歯科貿易株式会社

本社：〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

東京オフィス：〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F
& ショールーム TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

お取扱店