


デンチャー専用CADソフトウェア



ディジステル




直感的で自由度の高い操作感、  
デンチャーフレーム、クラスプの設計を  
PCで行えます。

3Dスキャン

CAD設計

3Dプリント



## 多様なソリューション

「デンチャーはアートである」というコンセプトから、ディジステルは開発されました。同じ模型から作られるパーシャルフレームワークのデザインはテクニシャンで様々。強力なライブラリ編集機能で、自由な設計が行えます。

## 直感的な操作を実現

ディジステルは、従来のワックスパターンによるデンチャー製作とほとんど同じ行程で進めていくことが可能です。直感的な操作で、抵抗なくソフトウェアをご使用いただけます。


## 製作の時短節約に貢献

複模型製作の時間・材料費（シリコン、石膏）に直接的に影響します。鋳造時の埋没材・メタルでも大幅な原材料費や労働時間の削減が可能となります。

## 3つの便利な機能


## マジックペン機能

模型上に手書きしたラインを自動認識し、ワンクリックで自動描画してくれる機能です。設計時間を大幅に短縮します。




## シンメトリー反映(左右対称)

ラインを片側だけ描けば、左右対称に自動描画してくれる機能です。描画後の修正も可能です。



## テレスコープ


別のCADソフト（exocad等）で設計したコーピングをインポートし、ディジステルで設計したデンチャー部分と結合できます。




## デジタルのデンチャーフレーム製作ワークフロー

オープンシステムで使用されるSTLフォーマットで運用ができるため、すでにお持ちのCAD/CAMシステムとも連携可能です。


## 3Dスキャン



## 複模型製作




## 設計



## 調節



## 3Dプリント



※ 製品の外観は現物と多少異なる場合がございます。価格・仕様は予告無く変更する場合がございます。

製造販売元 **名南歯科貿易株式会社**



Meinan  
名南歯科貿易株式会社

本 社： 〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町 2 番 26 号  
TEL : (052)799-4075 FAX : (052)353-6610  
東京オフィス：〒102-0082 東京都千代田区一番町 27-2 理工図書ビル 2F  
& ショールーム TEL : (03)6261-3523 FAX : (03)6261-3524

Web サイト



YouTube



お取扱店