

総合倍率

4倍・8倍

長寿命

LEDリングライト
標準仕様

コストパフォーマンス

4倍用レンズ・8倍用レンズ・LED
オールインワン



LEDラボユーズマイクロスコープパル 製品仕様

パルの特徴



長寿命で明るいLED照明を標準装備！
ON/OFFスイッチ、光量調整機能付き。



左の接眼レンズに視度補正機能がついており、左右の視力のバランスがとれます。



疲れにくく使いやすい総合倍率である
4倍と8倍を標準で装備しています。



360°回転する蛇腹アームと、安定感のある
スタンドで、自分に合った高さ・角度
でお使いいただけます。

標準価格

オールインワンセットプライス

¥48,000 (税抜)

セット内容



- LEDラボユーズ
マイクロスコープパル 本体1台
- 接眼レンズ5X/10X 各1セット
- LEDリングライト 1セット
- ACアダプター 1セット
- 目当てゴム 1セット

| | |
|-------|-----------------------------|
| 総合倍率 | 4倍 / 8倍 |
| 接眼レンズ | WF5X / WF10X |
| 対物レンズ | 0.8X |
| 作業距離 | 145mm |
| 視野径 | 18.60mm(4倍時) / 20.00mm(8倍時) |
| 眼幅調節 | 55~75mm |
| 鏡体機能 | 左側接眼筒視度補正±5D |
| 電源・電圧 | 100~240V AC 50/60Hz |
| 鏡体形状 | ストレートスタンドタイプ360°回転可能 |

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売元