

ハンディエコ

ブラシレス歯科技工用マイクロモーター



N7マイクロモーター

歯科技工用マイクロモーター



Meinan
名南齒科貿易株式会社

ハンディエコ

ブラシレス歯科技工用マイクロモーター



Features 特徴

コストパフォーマンスの高いブラシレスモーター
低速から高速まで安定したトルクパワーを提供する、
コストパフォーマンスの高いブラシレスモーターです。

モータースピードデジタル表示

モータースピードは、コントロールユニットからも、フットペダルからも調整できます。スピードがデジタル表示されますので、見やすく正確なモーター作業を提供します。

高トルクで安定した回転を実現

7.8Ncmの高トルクと、最高5万回転のハイスピードを持つ高精度ハンドピースを搭載。ハンドピースは適度な重さを持つので、手元が安定します。

Specification スペック

●コントロールユニット

型番 : SDE-HECO
電源 : AC100-120V
50/60Hz
消費電力: 140W
質量 : 1.6kg
寸法(W) : 141mm
寸法(D) : 185mm
寸法(H) : 97mm

●モーターハンドピース

型番 : BM50S1
最大回転数 : 50,000rpm(正・逆)
最大トルク : 7.8Ncm
質量 : 353g
寸法(L) : 238mm
寸法(Φ) : 26.2mm
コード長 : 1.5m

Set Contents セット内容

- ・コントロールユニット
- ・フットスイッチ
- ・ハンドピーススタンド
- ・チャックレンチ
- ・モーターハンドピース
- ・電源コード
- ・ハンドピースホルダー

標準価格: **¥128,000**(税抜)

一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000175

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

■製造販売元



Meinan
名南歯科貿易株式会社

名南歯科貿易株式会社
www.meinandental.com

N7マイクロモーター

歯科技工用マイクロモーター



Features 特徴

手頃な価格と安定した性能

世界中でそのコストパフォーマンスと安定した性能に
定評があるSMT社のロングセラーマイクロモーター、N7。

片手で持てる、軽量コンパクトサイズ

わずか1.2kgの軽量サイズを実現。女性でも楽に持ち運びができます。コンパクトなので作業スペースを有効活用することができます。

高トルクで安定した回転を実現

4.5Ncmの高トルクを提供するブラシタイプのマイクロモーターを標準装備。逆回転も同じ最高4万回転なので、左利きの方にもお勧めです。

Specification スペック

●コントロールユニット

型番 : M-N7
電源 : AC110V
50/60Hz
消費電力: 100W
質量 : 1.2kg
寸法(W) : 115mm
寸法(D) : 147mm
寸法(H) : 88mm

●モーターハンドピース

型番 : SH37LN
最大回転数 : 40,000rpm(正・逆)
最大トルク : 4.5Ncm
質量 : 200g
寸法(L) : 149.3mm
寸法(Φ) : 27.8mm
コード長 : 1.6m

Set Contents セット内容

- ・コントロールユニット
(ACコード付き)
- ・フットスイッチ
- ・ハンドピースホルダー
- ・チャックジョイントレンチ
- ・モーターハンドピース
- ・ハンドピーススタンド
- ・チャックレンチ
- ・交換用ブラシ (2ヶ)

標準価格: **¥60,000**(税抜)

一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000009

<http://www.meinandental.com>

本 社 〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610
東京オフィス 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F
& ショールーム TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524