

スマホ・タブレットでパッと使える

歯科用ワイヤレス口腔内カメラ



Meinan
名南歯科貿易株式会社



デモ器
あります。

製品紹介&使い方



YouTube

パットカム ワイヤレス

スマホ・タブレットとワイヤレス接続

パットカムはWi-Fi機能内蔵です。
お手持ちのスマホやタブレットに直接ワイヤレス接続
するだけで、手軽に動画・静止画を撮影できます。

**一部対応していない機種もございます。
**パソコン接続は対応しておりません。



LEDを6基搭載

口腔内を明るく自然な色合いで
撮影することができます。

50.0gの軽量設計

パットカムは「使いやすさ」を追求しています。
軽だけでなく、手に馴染む形状で、撮影時の
負担を軽減します。



歯科衛生士様でも握りやすい、
細身のコンパクトサイズです。

1280x720
ピクセル

ワイヤレス

全長210mm

iOS/Android
対応

白色LED
6基搭載

Wi-Fi
内蔵

軽量
50g

梱包内容 ■口腔内カメラ本体 ■充電用USBケーブル ■ディスプレイカバー（50シート）

（USB電源アダプタは付属しておりません。別途ご用意ください。）

オプション・消耗品



立て掛けイメージ



パットカム専用ホルダー ¥3,800 (税抜)

別売の専用ホルダーを組み合わせることで本体の
立て掛けが可能です。

**ホルダーには充電機能はついておりません。



パットカム用ディスプレイカバー(50シート) ¥1,200 (税抜)

口腔内に入れる際に装着する標準のカバーです。



パットカム用プレミアムディスプレイカバー(50シート)

口腔内に入れる際に装着する、透明度の
高いプレミアムなカバーです。

¥2,000 (税抜)

販売価格

¥39,800

(税抜)

※スマホ・タブレットは別途ご用意ください。

一般医療機器届出番号：23B2X10023000354

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

2021.12.22 500

製造販売元



名南歯科貿易株式会社
www.meinandental.com

本社 〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL：(052)799-4075 FAX：(052)353-6610
東京オフィス 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工学書ビル2F
&ショールーム TEL：(03)6261-3523 FAX：(03)6261-3524