



光重合パターンレジン (ジェルタイプ)  
**パターンシリンジ**  
PATTERN SYRINGE



## 特徴

- ・収縮率がわずかに0.05%なので、高い適合を得られます。
- ・シリンジから直接築盛できるジェルタイプ。
- ・使いやすさと、垂れにくさを追求し、適度な流動性と粘度のバランスに調整されています。
- ・ヒートショック対応。
- ・焼却後の残渣が無いので、きれいな鑄造を実現します。
- ・未重合層が非常に薄く、アルコールできれいに払拭できます。



## 容量



本体：3g×1本  
付属品：シリンジチップ3個入

## 商品名

パターンシリンジ

## 定価

¥1,800 (税抜)

※製品の色は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告なく変更することがあります。

一般医療機器届出番号：23B2X10023000303

<http://www.meinandental.com>

製造販売業者