

マウスガードの辺縁や仕上げ処理に最適。
炎が出ないトーチで、表面の焼けを防止できる、
軽量コンパクトデザインのガス充填式トーチ。

iroda

ホットエアーハンディトーチ PRO 90



名南歯科貿易株式会社

軽量

マウスガードの辺縁や仕上げに便利なツールです。
軽量のペンタイプで取り回しやすく便利です。市販の
ボタンガス駆動で、ガスを充填して繰り返し使えます。

安定

素早い加熱で、すぐに使用可能なホットエアーが出ます。
1回のガス充填で最大約53分*の連続使用が可能です。
先端の径がΦ6.5mmで、細かな作業にも対応できます。

*最大の使用時間は中間設定、満充填時です。

安全

滑りにくいグリップとスタンドで作業を安全に行えます。
保管時は保護キャップを装着することで、誤作動による
点火、ホコリの侵入を防ぎます。

仕様

長さ(キャップ付き)	198 mm
長さ(本体)	183 mm
幅	22 mm
先端径(噴射口)	Φ6.5 mm
高さ(スタンド付き)	40 mm
高さ(スタンドなし)	27.5 mm
重量(燃料なし)	63 g ± 2 g
熱風温度(目安)	約 650 °C
ガス容量	12 mL
動作時間	約53分(中間設定・満充填時)

付属品：本体(キャップ付き)、試用ボタンガス 1本

標準価格 4,800円(税別)

関連商品

シート成型用
トリミングカットハサミ



成型後にシートをカットするハサミで、
刃先が短く、取扱いやすいのが特徴です。

標準価格 2,800円(税別)

形態修正用
カーバイドカッター A-15



カット面の形態修正が行いやすい大きめ
の刃で、とても扱い易い技工用カーバイド
カッターです。

標準価格 3,000円(税別)


仕上げ処理用
フェルトホイール



艶出しの最終工程で便利な、ソフト
タイプのフェルトホイールです。

標準価格 1,200円(税別)

形態修正用
アテルーノ



軟化させたシートにソフトタッチする
ことで、素早く簡単に光沢を出すこと
が可能です。

標準価格 1,600円(税別)

※ 製品の外觀は現物と多少異なる場合がございます。価格・仕様は予告無く変更する場合がございます。

製造販売元 **名南歯科貿易株式会社**



本 社： 〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町 2 番 26 号
TEL : (052)799-4075 FAX : (052)353-6610
東京オフィス：〒102-0082 東京都千代田区一番町 27-2 理工図書ビル 2F
& ショールーム TEL : (03)6261-3523 FAX : (03)6261-3524

Web サイト



YouTube



お取扱店