

Keystone Wax

技工用ワックス



CAD/CAM Wax



ワックスアップ
スキャン前のスプレーは
必要ありません。

スキャニングを
実施します。

お勧めします。

単冠、ブリッジからインプラント
上部構造まで、スキャン前の
ワックスアップに最適です。
CADスキャン用スプレー
噴射の必要がないので、手早
く低コスト、模型も汚れません。
お勧めします。



株式会社Vogue代表
歯科技工士
瀬田 寿樹氏
Wieland社認定ラボ
CM社インストラクター
PSDインストラクター

スカルプチャーワックス

歯冠用スタンダードワックス

¥3,600/個（容量：70g）



ブルー

一般医療機器医療機器届出番号：23B3X00015000171

アッシュフリーワックス

プレスセラミック用ワックス

¥3,600/個（容量：70g）



グリーン

一般医療機器医療機器届出番号：23B3X00015000168

サービカルワックス

マージン部形成用ワックス

ミリングワックス

ミリング用ワックス



レッド

一般医療機器医療機器届出番号：23B3X00015000170

スティッキーワックス

固定用ワックス



ネオンオレンジ

一般医療機器医療機器届出番号：23B3X00015000172

ブロックアウトワックス

ブロックアウト用ワックス



キャラメル

一般医療機器医療機器届出番号：23B3X00015000173

- 55℃ 低融点により、長い操作時間を実現。天然素材を使用した、ワックスアップに理想的なワックスです。
- 目に優しい光反射のない色調です。



ベージュ



グリーン



グレー



イエロー

- 細かなディテールの再現性に優れています。
- ワックスの削り面が非常に綺麗です。

- 55℃ 複数回濾過してあらゆる不純物を除去したため、キャスト後の廃残滓が全く出ません。
- 合成物質を含まない天然ワックスです。



ベージュ



ブルー



グレー



イエロー

- コーンテクニックを用いて築盛することもできます。
- あらゆるプレスアブルセラミック・キャストアブルセラミックシステムにお使いいただけます。

- 60℃ 低収縮で弾性もわずかなため、全く引張応力はありません。
- マージン部に最適な物性を有し、限界まで薄く確実に形成できます。



グリーン

一般医療機器医療機器届出番号：23B3X00015000174



グレー

- チIPPINGが少なく、ミリング面はシャープに仕上がります。
- 滑らかな切削面が得られ、ミリングバーによる変形や歪みがありません。
- ミリングバーに付着しにくいワックスです。
※推奨回転数：5,000rpm以内

- 75℃ 咬合器装着時等の固定や蟻着などの補修に最適です。
- 非常に高い粘着力と強度を持ったワックスです。熱湯できれいに流蟻でき、灰分率が低いため、完全に焼却できます。

CAD/CAMワックス

CAD/CAMスキャニング用ワックス



グレー

一般医療機器医療機器届出番号：23B3X00015000169

- 62℃ ワックスアップ後そのまま高精度なスキャニングができ、彫刻もしやすく操作性に優れたワックスです。
- スキャン用スプレーが不要で、コストダウンにもつながり、必要以上に作業模型を汚すこともありません。

¥3,600/個（容量：70g）

¥3,600/個（容量：70g）

¥3,600/個（容量：70g）

※製品の色は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告なく変更することがあります。

■ 販売店

■ 製造販売元

Meiden 名南歯科貿易株式会社
http://www.meinandental.com

本社 〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

東京事務所 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町10番10号
日本橋インテリジェントフラッツ5F
TEL: (03)6906-5728 FAX: (03)6906-5729