

サンプル品
ご依頼OK!



作業模型用 超硬石膏

シェーラ プレミアム

ゴールドンプラウン

5kg

販売価格

¥6,600

(税別)

20kg

販売価格

¥16,000

(税別)

- ・安定した非常に細かい粒度の超硬石膏で、最高品質の模型製作を実現します。
- ・盛り上げ作業が簡単に行えるほか、優れたチキソトロピー性により、弱いバイブレーションでも簡単に印象へ流し込むことができます。
- ・マージン部などの薄い部分でもチIPPINGがしにくく、簡単に分割作業を行えます。

スペック

内容量	5kg / 20kg
用途	作業模型用
混合比	100g (粉末) : 20mL (水)
作業時間	4.5~5.5分
硬化時間	35~40分
膨張率	0.10%
硬化硬度	60MPa (硬化後1時間) 270MPa (硬化後2時間) 290MPa (硬化後24時間)

操作性にこだわった、
ドイツ製の超硬石膏。

動画でチキソトロピー性の検証と
盛り上げを実演していますので、
ぜひチェックしてみてください。

YouTube



■ 関連商品

コストパフォーマンス抜群の
ロングセラーダウエルピン

サンプル品
ご依頼OK!

名南ニューダウエルピン 1,000入

単面カット No.1 ¥3,800-
No.2 ¥3,800-

両面カット No.1 ¥4,800-
No.2 ¥4,800-



・スタンダードな真鍮製のダウエルピンです。

・メッキ処理でサビに強く丈夫です。

・上部は接着剤がしっかり入り込み外れにくい網目仕様、
下部は模型から外し易いスムーズな面に仕上げました。

シルバーとゴールドの2色のご用意がございます。

リニューアルした定番の低粘度接着剤

クイックタイト 2g x 20入

¥6,000-

・2gずつの小分けサイズなので、
いつも開けて新鮮にお使い
いただけます。

・細部への使用に大変便利な
ポリ管ノズル付きです。


・低粘度タイプで接着面に厚みを出さずにご使用いただけます。



タフでシャープな交換用ノコ刃

カットイトノコ刃 10本入

¥1,800-



・切れ味と耐久性に優れたノコ刃です。
・0.2mmの薄い刃で繊細な分割に最適です。

10本入
全長：133mm 幅：2.8mm 厚み：約0.2mm

商品価格は全て税別となります。

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売元

名南歯科貿易株式会社
Meinan
www.meinandental.com

●名古屋本社

〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

●東京オフィス・ショールーム

〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F
TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

2022.09.21 n/a

取扱店

www.meinandental.com