

ドイツのアンドレアス・ノルティ氏がプロデュースした、
セラミストによる、セラミストのための超硬石膏

サンプル品
ご依頼OK!



超硬石膏

シェーラ ピュア

ライトグレー

3kg

YouTubeでシェーラ ピュアの特徴
を解説しています！



- 硬化膨張率が0.08%と小さく、精度の高い作業模型が製作できます。
- 吸水下での作業による模型の劣化・破折を少なくし、チッピングがしにくい「強度」を提供します。
- 安定した非常に細かい粒度の超硬石膏で、最高品質の模型製作を実現します。



シェーラピュア



一般的な石膏

ピュア(ライトグレー)はシェードの邪魔をしません。

ポーセレンワークにおける色調調整に、石膏模型が
最大件貢献できる「模型色」。この点に最もこだわっ
て製品開発が行われました。

模型の写真撮影時にポーセレンワークを「美しく、自
然に引き立てる」カラーとして、トーンの落ち着いた
ライトグレーをご用意しました。

Andreas Nolte氏がプロデュース



ドイツの歯科技工界で人気の高
いテクニシャンの一人である、
アンドレアス・ノルティ氏。
「シェーラピュア」は、「理想的
な石膏の形」を求めてプロデュ
ースされた、極めて「ピュア」な超
硬石膏です。

ドイツのセラミストによる、セラ
ミストのために開発された、全
てのセラミストにおすすめした
い高品質な商品です。

スペック

一般的名称: 歯科用硬質石膏
一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000240

内容量	3kg
用途	作業模型用
混合比	100g (粉末) : 20mL (水)
作業温度	20~23°C
作業時間	6.0~7.0分
効果時間	約30分
硬化膨張率	0.08%
圧縮強度	2時間後 310mPa 24時間後 330mPa

販売価格

¥5,200

(税別)

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

2022.09.21 n/a

www.meinandental.com

製造販売元

名南歯科貿易株式会社
Meinan
www.meinandental.com

●名古屋本社 〒454-0805 名古屋市中川区角戸町2番26号
●東京オフィス・ショールーム 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610 TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

取扱店

