



Meinan
名南歯科貿易株式会社

デスクトップサイズ 技工用レーザー溶接機

DaDo[®] ~ Argon Model ~

[ダドゥー アルゴン]



大反響のコンパクトサイズ


100V仕様のデスクトップサイズ。
設置場所を選びません。

So Compact, So Powerful.
The Ever Existed Welder!

保険適用に完全対応! ~アルゴンシャワーノズルを採用~

NEW

保険適用となった、チタン鑄造。
鑄巣や穴埋めなどの簡単な溶接作業に
『DaDoアルゴン』がおすすめです!




- レーザー: Nd:YAG 1,064nm
- 電源: 100V 50/60Hz
- ピークパワー: 1.8kW
- パルス: 1.0~6.0ms(ダイヤルにて自動調整)
- スポットサイズ: 0.2~1.5mm
- パワー調整: ダイヤル/スマホアプリ
- サイズ: W340mm×D340mm×H340mm (M.H500mm)
- 重量: 15kg

黒ずみを抑えて綺麗な溶接で
接続できます!

** アルゴンガス ボンベは販売しておりませんので、
別途お買い求めください。
** レギュレーターはオプション販売になります。

チタンワイヤーの肉盛りも
ラクラク作業できます!

モバイルディスプレイ表示対応



スマートフォンと連携して、
画面からの設定操作も可能です!



アルゴンガスを効率的に噴射させる、
名南独自のノズルを採用しました!

YouTubeで本商品を
動画で説明しています。
今すぐチェック!



標準
価格

¥ 698,000

(税抜)

届出番号:23B2X10023000391

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

2020.06.11.1000

www.meinandental.com



■ 製造販売元

名南歯科貿易株式会社

www.meinandental.com
meinan@meinandental.com

本社 〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610
東京オフィス 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F
&ショールーム TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524

YouTube
名南チャンネル

