


OBODENT

Germany

Tetsu KawaShima

歯科技工用マルチサーベーター

デンタグラフ TKバージョン



¥ 320,000 (税抜)

- ・サイズ : 370(H) X 250(W) X 200(D) mm
- ・重量 : 4kg
- ・電源電圧 : 100V/50~60Hz, 20W
- ・標準装備品 : ◇TK ラピッドゲージセット
 - アンダーカットゲージ 0.2 / 0.3 / 0.5 mm
 - ◇パラレルピン
 - ◇カーボンマーカー
 - ◇ヒーターワックストリマー用ブロックアウトピン
 - 0度 / 2度

※製品の色は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告なく変更することがあります。

- ◆ 2段アームにより、快適な可動が得られます。
- ◆ 精密ボールベアリングの配置により滑らかな作動が得られます。
- ◆ ヒーターワックストリマー付。
- ◆ クラスプの数値化用に、専用アンダーカットゲージ。



【TK ラピッドゲージセット】

オプション品 (単品承ります)

タストデント

アンダーカットの
深さの計測に！




取扱中止

¥ 39,000 (税抜)

- ・ 1.00mm まで 0.05mm 間隔で計測
- ・ 3mm シャンクをもつ、あらゆるサーベーターに接続使用できます。
- ・ 20(H) X 45(W) X 8(D) mm

モデルテーブル



ストッパーの
移動が
可能です。

¥ 16,500 (税抜)

- ・ 65(H) X 110(W) X 75(D) mm

■ 販売店

Meiden 名南歯科貿易株式会社
<http://www.meinandental.com>

本 社 〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町 2 番 26 号
TEL : (052)799-4075 FAX : (052)353-6610
東京事務所 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 10 番 10 号
日本橋インテリジェントフラッツ 5F
TEL : (03)6906-5728 FAX : (03)6906-5729