

口腔内のインプラントの形状を再現した技工用パーツ

デュアルアナログ -Dual Analog-

-Scan Body- スキャンボディ

exocad



ライブラリデータも完全完備!
すぐに使用できます!

スクリュー(固定ネジ)不要、
最高のフィッティング、
多様なメーカーに対応。

Excellent

Efficient

Economic



差込み固定タイプのため、裏側の
スクリュー(固定ネジ)は不要です!
ネジ締め強弱による高さの
ズレは一切発生しません。

Dual Analog

Epros

3Dプリントしたインプラント模型に
カチッと差し込めます。
もちろん、石膏模型にも使用可能で、
どちらにも対応しています!



デジタル制作の場合、印象採得や
模型作製の手間が大幅に削減
可能となります!

商品紹介の動画もぜひ
御覧ください!

YouTube



模型側の2つの凸にピッタリフィット!
だから差込後も抜き差しによる
上下のブレを防ぎます!

取り扱いラインナップ

ご注文書

デュアルアナログ (インプラントアナログ)

Astra Tech (アストラテック)

形式
・オッセオスピードTX



Osseo
Speed TX

外径×長さ (mm)	Φ3.8×12	Φ4.8×12	Φ4.8×12
規格	Yellow 3.0	Aqua 3.5/4.0	Lilac 4.5/5.0
商品コード	015113	015114	015115
ご注文数			

Straumann (ストローマン)

形式
・ボーンレベル
・ティッシュレベル



Bone
Level



Tissue
Level

外径×長さ (mm)	Φ4.4×12	Φ4.8×12	Φ5.2×12	Φ6.8×12
規格	NC	RC	RN	WN
商品コード	015109	015110	015111	015112
ご注文数				

Nobel Biocare (ノーベルバイオケア)

形式
・アクティブ



Active

外径×長さ (mm)	Φ4.0×12	Φ4.8×12	Φ5.5×12
規格	NP	RP	WP
商品コード	015103	015104	015105
ご注文数			

形式
・リプレイス



Replace

外径×長さ (mm)	Φ4.4×12	Φ4.8×12	Φ5.8×12
規格	NP	RP	WP
商品コード	015106	015107	015108
ご注文数			

Dentsply Sirona (デンツプライシロナ)

形式
・ザイブ



Xive

外径×長さ (mm)	Φ3.5×12	Φ4.0×12	Φ4.5×12	Φ5.0×12	Φ6.0×12
規格	3.0	3.4	3.8	4.5	5.5
商品コード	015116	015117	015118	015119	015120
ご注文数					

ZIMMER (ジンマー)

形式
・TSV



TSV

外径×長さ (mm)	Φ4.8×12	Φ5.8×12	Φ6.8×12
規格	3.5	4.5	5.7
商品コード	015100	015101	015102
ご注文数			

販売価格

1,980円(税別) /個

材質: SUS 303 (ステンレス鋼)

一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000380

** 両製品は技工用になります。

医院様・技工所様名

ご住所(電話番号)

TEL: ()

お取引きディーラー様

営業所:

ご担当者様:

名南歯科貿易へのご注文はぜひFAXで!

(052)-353-6610

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売元

2020.10.1.1000



Meinan

名南歯科貿易株式会社

●名古屋本社

〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号

TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

名南歯科貿易株式会社

www.meinandental.com

●東京オフィス・ショールーム

〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2埋工図書ビル2F

TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



取扱店

スキャンボディ

Astra Tech (アストラテック)

形式
・オッセオスピードTX



Osseo
Speed TX

対応規格	Yellow 3.0	Aqua 3.5/4.0	Lilac 4.5/5.0
商品コード	015134	015135	015136
ご注文数			

Straumann (ストローマン)

形式
・ボーンレベル
・ティッシュレベル



Bone
Level



Tissue
Level

対応規格	NC	RC	RN	WN
商品コード	015130	015131	015132	015133
ご注文数				

Nobel Biocare (ノーベルバイオケア)

形式
・アクティブ
・リプレイス



Active



Replace

対応規格	NP	RP	WP
商品コード	015124	015125	015126
ご注文数			

対応規格	NP	RP	WP
商品コード	015127	015128	015129
ご注文数			

Dentsply Sirona (デンツプライシロナ)

形式
・ザイブ



Xive

対応規格	3.0	3.4	3.8	4.5	5.5
商品コード	015137	015138	015139	015140	015141
ご注文数					

ZIMMER (ジンマー)

対応形式
・TSV



TSV

対応規格	3.5	4.5	5.7
商品コード	015121	015122	015123
ご注文数			

販売価格

3,980円(税別) /個

材質: PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)

本製品にはネジが付属しています。

一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000381

www.meinandental.com