



通常のチタンコーティングとは異なる「ダイヤモンドライクカーボン（DLC）」により、高い耐久性と潤滑性を実現した、技工用カーバイドカッター。

DLCコーティング Diamond Like Carbon

金属表面にナノレベルの薄膜をつくることで、従来にない低摩耗性を実現。



ノーマルのカッターと比べ、**約3倍**の耐摩耗性

なめらかな切削感で、ストレスを低減

ボルケーノ・クロスカット・コース VA (Coarse)

貴金属、コバルトクローム、ニッケルクローム、レジンの切削

メタル	10,000～12,000 rpm		
石膏	8,000～10,000 rpm		
レジソ	10,000～15,000 rpm		



型番	VA-14	VA-16	VA-17	VA-18	VA-23
商品番号	000807	000808	000809	000810	000811
頭(刃)部長さ(mm)	12.0	15.0	13.0	14.0	14.0
頭(刃)部幅(φ1/10mm)	060	060	045	040	060
価格	¥4,400				

ボルケーノ・クロスカット・ファイン VB (Fine)

貴金属、ポーセレンの研磨

メタル	10,000～12,000 rpm
セラミック	15,000～20,000 rpm



型番	VB-10
商品番号	000812
頭(刃)部長さ(mm)	13.0
頭(刃)部幅(φ1/10mm)	045
価格	¥5,400

ボルケーノ・クロスカット・ベリーコース VH (Very Coarse)

石膏、レジソの除去

石膏	8,000～10,000 rpm
レジソ	10,000～15,000 rpm



型番	VH-4	VH-6
商品番号	000813	000814
頭(刃)部長さ(mm)	14.0	13.0
頭(刃)部幅(φ1/10mm)	060	045
価格	¥5,400	

歯科技工用カーバイド切削器具

技工用 カーバイドカッター

歯科技工用カーバイド切削器具

DLCコーティング カーバイドカッター



世界120カ国で販売されている、高い品質基準を満たした「メイド・イン・スイス」の歯科技工用カーバイドカッター。



Laboratory Carbide Cutter, 2022



Meinan
名南齒科貿易株式会社

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。価格はすべて税抜きです。

一般医療機器医療機器届出番号：23B2X10023000138

■ 製造販売元



名南齒科貿易株式会社
www.meinandental.com

本社 〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610
東京オフィス 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F
& ショールーム TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524

2022.06.3 300

