

販売価格表

exocad ソフトウェア (ライセンスUSB dongle込)

標準価格

700,000円(税別) (税込:770,000円)

** 2年目以降、別途年間更新料が発生いたします。

アドオンモジュール (選択オプションタイプ)

Implant Module	インプラントモジュール **	220,000円(税別) (税込: 242,000円)
Bar Module	バーモジュール **	270,000円(税別) (税込: 297,000円)
Model Creator	モデルクリエーター **	320,000円(税別) (税込: 352,000円)
Bite Splint Module	バイトスプリントモジュール **	200,000円(税別) (税込: 220,000円)
Provisional Module	プロビジョナルモジュール **	120,000円(税別) (税込: 132,000円)
PartialCAD	パーシャルCAD **	350,000円(税別) (税込: 385,000円)
FullDenture Module	フルデンチャーモジュール **	320,000円(税別) (税込: 352,000円)
TruSmile Module	トゥールスマイルモジュール **	110,000円(税別) (税込: 121,000円)
Virtual Articulator	バーチャルアーティキュレーター **	140,000円(税別) (税込: 154,000円)
Jaw Motion Import	ジョーモーションインポート **	100,000円(税別) (税込: 110,000円)
DICOM Viewer	DICOMビューワー **	100,000円(税別) (税込: 110,000円)
Smile Creator	スマイルクリエーター **	220,000円(税別) (税込: 242,000円)
Tooth Library	トゥースライブラリー	100,000円(税別) (税込: 110,000円)

** 各モジュールにて2年目以降、別途年間更新料が発生いたします。

PCスペック要件
CPU : クアッドコア以上 (2.8 Ghz)
RAM : 4GB以上
グラフィック : Nvidia GTXまたはAMD Radeon (各1 GB以上のグラフィックメモリ)
OpenGL 4、DirectX 11.1、Shader Model 5、(2017年8月以降)
最小画面解像度 : 1920x1080以上
PC電力 : 450ワット以上
** 2021年4月時点の情報となります。詳細につきましてはお問い合わせください。

歯科技工所向けの 強力なCADソリューション

exocad

Dental CAD Software

高速なワークフロー、優れた習熟性



大容量で複雑な症例を処理する場合でも、動作の安定した高性能ソフトウェアで時間を節約できます。そして最適化された使用感により、日常作業をさらにスピードアップさせます。

お客様が必要とする柔軟性



exocadは、ユーザビリティを優先してモジュールを自由に選択して組み合わせることができます。これにより、必要な機能のみを選択して導入費用を最小限に抑えることができます。

独立性と革新性



エンジニアと研究者による専任のチームが歯科業界向けイノベーションの開発に取り組んでいます。また、ソフトウェアを通じてデジタル歯科の可能性を広げることを目指しています。

使いやすさとより高度な期待への対応



歯科専門家と密接に協力し、デジタル時代に合ったより使いやすい歯科用ソフトウェアを作っており、お客様の複雑な作業手順をよりシンプルかつ効率的なものへと変えることができます。

将来的に末永く使えること



ユーザー様の要件を満たし、さらにそれを上回る成果を上げられるよう、常に新しいアイデアを求めています。現在、そして未来における最高のソリューションを常に模索しています。

確かな信頼性



継続的にその良さを実感して、実務で活用できるソフトウェアを提供します。信頼性に優れた弊社の機能改善は、ユーザー様のニーズから生まれた新たな機能も提供します。

歯科用CADソフトウェアとしての歴史と、全世界各国での利用者数、数え切れない導入事例、exocadなら日本のデジタル製作をしっかりとサポートできます。



CADソフトウェアを長く安定的にお使いいただけるよう、PCセットの販売も行っております。まずは一度、お気軽にご相談ください。

exocad.com



※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売元



名南歯科貿易株式会社

www.meinandental.com

2021.04.15 1500

●名古屋本社

〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号

TEL : (052)799-4075 FAX : (052)353-6610

●東京オフィス・ショールーム

〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F

TEL : (03)6261-3523 FAX : (03)6261-3524



取扱店

www.meinandental.com



Meinan

名南歯科貿易株式会社

柔軟・スピーディー・多機能



歯科技工所向けの 強力なCADソリューション


exocad

Dental CAD Software


exocad DentalCADは、一流のOEMメーカーにもブランド化され使用されている世界的に使用されている歯科用CADソフトウェアです。初心者の方にも分かりやすく、そして専門分野の方のご要望にも十分に対応することができます。

exocad DentalCADは素早い操作性と使いやすさが大きな特徴で、コストの最小化と生産性の最大化に貢献いたします。日々の作業において、複雑な症例にも信頼性・確実性をもって対応します。

exocad DentalCADのスピードと柔軟性は、有機モデリングを用いた最新の研究結果を応用することによって達成されました。exocad社の開発チームは、急速に成長を続ける歯科のデジタルマーケットに革新をもたらしてきました。



幅広い適用性と優れた標準機能



フルクラウン

最小限の労力で美しく機能的なクラウンを設計できます。高品質の歯牙ライブラリを複数内蔵しています。




カットバック・オフセットコーピング

完全な解剖学形態からアイデアを得て、最適なコーピングを作成するためのカットバックオプションを活用することができます。




アタッチメント

豊富なライブラリからアタッチメントの形状を設計に追加したり削除したりすることができます。




インレー/アンレー

迅速かつ簡単に、美しく自然な見た目のインレー/アンレー補綴物を設計できます。



ベニア

マウスを数回クリックするだけで、審美性に優れた結果を再現できます。さらに美しいトゥースライブラリを複数内蔵しています。




ワックスアップ

手作業によるワックスアップのスキニング、編集およびコピー等が可能です。また、デジタルでワックスアップを作成することもできます。



ブリッジ

インレー、カンチレバー、メリーランドブリッジを含むフルクラウンのブリッジおよびフレームワークを設計できます。



テレスコープクラウン

exocadは、テレスコープクラウンの設計にも最大限の柔軟性を提供します。

多彩なアドオンモジュール (別売追加モジュール)

Implant Module



インプラントモジュール

アバットメントとスクリーン固定式ブリッジを設計可能です。他にもクラウン、コーピングの設計作業も簡単になります。




Bar Module



バーモジュール

標準的なバーから複雑で高度なバーまで設計が可能です。固定・接着するために、円筒形・任意の形状で切り取ることも可能です。


Model Creator



モデルクリエイター

デジタル印象スキャンから実際のモデルを作成可能です。


Bite Sprint Module



バイトスプリントモジュール

ナイトガード、スプリントを手早く設計可能です。

Provisional Module



プロビジョナルモジュール

術前スキャンに基づき半光沢のテンポラリクラウンを作成可能です。


FullDenture Module



フルデンチャーモジュール

総入れ歯のデジタル設計をします。

ParticalCAD



パーシャルキャド

設計時の柔軟性のより、パーシャルデンチャーのフレームワークが設計可能です。

Virtual Articulator



バーチャルアーティキュレーター

正確な咬合位置を取り込み、顎の動きをシミュレーションして動的な咬合を反映できます。

TruSmile Module



トゥールスマイルモジュール

より美しく、よりリアルに、補綴物を描画します。


Tooth Library



トゥースライブラリ

美しく自然な歯牙データが充実したライブラリです。


DICOM Viewer



ダイコムビューワー

CTからの3Dボクセルデータを設計中に可視化できます。


Jaw Motion Import



ジョーモーションインポート

デバイスから顎の測定値をインポートできます。
**バーチャルアーティキュレーター必須

Smile Creator



スマイルクリエイター

次世代のスマイルデザインで、2Dおよび3Dで視覚化できます。
**トゥールスマイル必須

お問い合わせ先

名南歯科貿易株式会社

本社 TEL:052-799-4075

東京オフィス TEL:03-6261-3523

代表メールアドレス meinan@meinandental.com

