



DentalCAD®

販売価格表

exocad ソフトウェア (ライセンスUSB dongle 込)

PCスペック要件
 OS : Windows 11 (64ビット)
 CPU : Intel Core i7-9700k / AMD Ryzen 7 2700X またはそれ以上
 メモリ : 16GB DDR4 RAM (32GB以上 推奨) 電源ボックス : 600W以上
 ストレージ : 高速M.2 SSD (システム・プログラム用) + 大容量HDD (データ用)
 グラフィック : NVIDIA RTX 2060 (6GB) / RTX 3070 または AMD RX 5600 XT / RX 6700 XT (6GB)
 ディスプレイ : フルHD(1920x1080) 以上 (WQHD (2560x1440) または UHD (3840x2160) 推奨)
 **2026年3月時点の価格となります。詳細につきましてはお問い合わせください。

ベーシックモジュール 1ライセンス

標準価格 740,000円(税別)

**2年目以降、別途年間更新料が発生いたします。

セット内容：
ソフトウェア 1ライセンス、取扱説明書、初年度年間更新料含む。
ベーシックモジュール

クラウンラボパック 1ライセンス

標準価格 1045,000円(税別)

**2年目以降、別途年間更新料が発生いたします。

セット内容：
ソフトウェア 1ライセンス、取扱説明書、初年度年間更新料含む。
ベーシックモジュールにバーチャルアーティキュレーター
プロビジョナル・トゥルースマイル・トゥースライブラリーがセット

アルティメットパック 1ライセンス

標準価格 2,530,000円(税別)

**2年目以降、別途年間更新料が発生いたします。

セット内容：
ソフトウェア 1ライセンス、取扱説明書、初年度年間更新料含む。
xSNAPモジュール以外の全モジュールがセット

アドオンモジュール (選択オプションタイプ)

Virtual Articulator	バーチャルアーティキュレーター **	113,000円(税別)
Provisional Module	プロビジョナルモジュール **	113,000円(税別)
TruSmile Module	トゥルースマイルモジュール **	113,000円(税別)
Tooth Library	トゥースライブラリー	113,000円(税別)
Implant Module	インプラントモジュール **	200,000円(税別)
Bar Module	バーモジュール **	270,000円(税別)
DICOM Viewer	DICOMビューワー **	113,000円(税別)
Model Creator	モデルクリエイター **	340,000円(税別)
Smile Creator	スマイルクリエイター **	253,000円(税別)
FullDenture Module	フルデンチャーモジュール **	340,000円(税別)
PartialCAD	パーシャルCAD **	340,000円(税別)
Bite Splint Module	バイトスプリントモジュール **	231,000円(税別)
Jaw Motion Import	ジョーモーションインポート **	132,000円(税別)
xSNAP Module	エックススナップ **	80,000円(税別)

**各モジュールにて2年目以降、別途年間更新料が発生いたします。

高速なワークフロー、優れた習熟性

大容量で複雑な症例を処理する場合でも、動作の安定した高性能ソフトウェアで時間を節約できます。そして最適化された使用感により、日常作業をさらにスピードアップさせます。

使いやすさとより高度な期待への対応

歯科専門家と密接に協力し、デジタル時代に合ったより使いやすい歯科用ソフトウェアを作っており、お客様の複雑な作業手順をよりシンプルかつ効率的なものへと変えることができます。

お客様が必要とする柔軟性

exocadは、ユーザビリティを優先してモジュールを自由に選択して組み合わせることができ、これにより、必要な機能のみを選択して導入費用を最小限に抑えることができます。

将来的に未永く使えること

ユーザー様の要件を満たし、さらにそれを上回る成果を上げられるよう、常に新しいアイデアを求めています。現在、そして未来における最高のソリューションを常に模索しています。

独立性と革新性

エンジニアと研究者による専任のチームが歯科業界向けイノベーションの開発に取り組んでいます。また、ソフトウェアを通じてデジタル歯科の可能性を広げることを目指しています。



確かな信頼性

継続的にその良さを実感して、実務で活用できるソフトウェアを提供します。信頼性に優れた弊社の機能改善は、ユーザー様のニーズから生まれた新たな機能も提供します。

歯科技工所向けの 強力なCADソリューション

exocad

Dental CAD Software



製造販売元

名南歯科貿易株式会社

本社：〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

東京オフィス：〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F & ショールーム
TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



お取扱店



歯科をもっと面白く。

Meinan
名南歯科貿易株式会社

幅広い適用性と優れたベーシック機能

exocadは、ラボ向けに特化して設計された強力なソフトウェアソリューションです。簡単な作業で、迅速な大量生産から、カスタマイズによる複雑なソリューションまで、あらゆるものに対応します。



フルクラウン

ほんのわずかなステップで、美しく機能的なクラウンを設計。種類豊富で高品質な歯のライブラリ。




カットバック/
オフセットコーピング

フルアナトミーに着想を得ながら、カットバックオプションを駆使して最適なコーピングを実現。




アタッチメント

豊富なライブラリを利用して、お客様のデザインにアタッチメント形状を追加・削除することが可能。




インレー/オンレー

美しく、自然な見た目のインレー、オンレー、オーバーレイ修復を製作。



ベニア

歯のライブラリからインスピレーションを得ながら、マウスを数回クリックするだけで抜群の仕上がりを実現。



ワックスアップ

手作りのワックスアップをスキャン、編集、コピーミリングしたり、デジタルでワックスアップを作成したりすることが可能。



ブリッジ

インレーカンチレバー、メリーランド・ブリッジを含む全輪郭ブリッジおよびフレームワークを設計。



テレスコープクラウン

テレスコープクラウンの設計において、最大限の柔軟性を実現。




ポストアンドコア

ポストアンドコアの修復を設計します。その後、コアに適合するクラウンを直接設計できます。

歯科技工所向けの 強力なCADソリューション



多彩なアドオンモジュール (別売追加モジュール)




Implant Module
インプラントモジュール

アバットメントおよびスクリューに保持設計を作成。




Bar Module
バーモジュール

高度なバーを設計。標準的なものだけでなく、複雑なデザインにも対応。




Model Creator Module
モデルクリエーターモジュール

デジタルインプレッションスキャンから物理モデルを作成。




xSNAP Module
エクステンサップモジュール

3Dプリント可能な咬合器をモデルと一緒に作成。




Bite Splint Module
バイトスプリントモジュール

夜間マウスピース、バイトスプリント、卓上構造設計。



Provisional Module
プロビジョナル

前オベスキャンに基づいたエッグシェル仮修復具を作成。



PartialCAD Module
パーシャルキャド

取り外し義歯フレームワーク設計。



Full Denture Module
フルデンチャー

総義歯および単一のアーチ義歯のデジタル設計。Ivotion™義歯システムを含む。




DICOM Viewer Module
DICOMビューワー

設計過程でvoxel CTデータを視覚化。



Virtual Articulator Module
バーチャルアーティキュレーター

顎運動をシミュレートし、動的咬合を分析。



Jaw Motion Import Module
ジョーモーションインポート

顎の測定値やデジタルフェイスボウのデータから実際の動きをインポート。



Tru Smile™ Module
トゥールスマイル

歯科修復物をリアルに表現、作成します。



Smile Creator Module
スマイルクリエーター

次世代のスマイルデザインで2Dと3Dの利点を最大限に活用します。



ZRS Tooth Library
トゥールライブラリー

さらに美しく自然な歯でライブラリを拡張します。

まとめて導入できるバンドルパック

● クラウンラボパックに同梱

● アルティメットパックに同梱