

1層構造

# スポーツマウスガード

スポーツ用マウスガード

スタンダードなカラーが豊富で選びやすく、初めて装着する方に人気のシートです。

初めてでも違和感が少ない装着感

素材：EVA（軟質）



2層構造

# ドウ・スポーツ

プレミアムマウスガード

硬さの異なる2層のシートで、衝撃吸収性と耐久性に優れたスポーツ用シートです。

耐久性が高く幅広い競技に対応

素材：EVA（軟質）

1色タイプ



2色タイプ



3色タイプ



2層構造

# ファンガード

プレミアムマウスガード

硬さの異なる2層のシートを採用。タイダイ(絞り染め)をイメージした鮮やかなデザインが特徴です。

デザイン性と耐久性を追求

素材：EVA（軟質）

YouTubeでプロモーションビデオを好評公開中。



2層構造

# グリッターガード

プレミアムマウスガード

硬さの異なる2層のシートを採用。ラメの入ったキラキラしたデザインが特徴です。

デザイン性と耐久性を追求

素材：EVA（軟質）

YouTubeでプロモーションビデオを好評公開中。



ワンポイント

お手入れ方法

適切なお手入れをすることで、汚れや摩耗を最小限に抑えることができます。

OK

- 専用洗浄剤で洗う。
- 水気を拭き取り、ケースに入れて保管をする。

NG

- 歯磨き粉で磨く。
- 水気を拭き取らないままケースに入れて保管をする。

マウスガード装着義務のあるスポーツ

アメリカンフットボール ラクロス ラグビー テコンドー  
ボクシング キックボクシング 空手 総合格闘技  
ホッケー インラインホッケー アイスホッケー その他

マウスガード装着を推奨や許可をしているスポーツ

サッカー スキー ハンドボール 水球 モータースポーツ  
バスケットボール 柔道 ハンドボール 野球 その他

※ 使える柄や色は競技によって異なります。  
※ 競技の各協会や男女別により、義務・推奨が異なる場合がございます。

※ 色味や柄は画像と異なる場合がございます。 商品仕様は予告なく変更することがございます。