

LED 技工用ロングアームマイクロスコープ REACH<リーチ>

実用新案
意匠登録

ロングアームの技工用マイクロスコープ、 いよいよ登場！



ロングアームだから・・・

- ・自分のポジションですぐに使える！
- ・場所を取らない！



ラボベンチのオプションにも最適です。

●リーチお勧めの使い方



アームの形状を自分の使いやすい
ポジションに調整します。



明るいLED照明による、見やすい
拡大視野を提供します。



アーム軸が回転しますので、使い
終わったら、アーム形状を維持し
たまま、アームを逃します。



片手でスッと鏡筒を手前にとって
くるだけで、すぐに自分のポジ
ションに。

Specification スペック

- アーム長 105cm ●総合倍率 4倍又は8倍（お選び頂けます。）
- 作業距離 145mm
- 視野径 18.60mm（4倍時）/20.00mm（8倍時）
- 眼幅調節 55～75mm ●鏡体機能 左側接眼筒視度補正±5D
- 電圧 100V 50/60Hz ●照明 LED標準搭載

【別売アクセサリ】

- 総合倍率4倍用：接眼レンズWF5X 目当付
- 総合倍率8倍用：接眼レンズWF10X 目当付

新しいだけじゃない、
そしてこのコストパフォーマンス！

倍率をお選びください

新製品

技工用マイクロスコープ リーチ4倍
技工用マイクロスコープ リーチ8倍

LEDセット

実用新案出願 No.2016-6275
意匠登録出願 No.N25521

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売元



名南歯科貿易株式会社
www.meinandental.com

本 社 〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL：(052)799-4075 FAX：(052)353-6610
東京オフィス 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F
&ショールーム TEL：(03)6261-3523 FAX：(03)6261-3524

<http://www.meinandental.com>