

keystone Industries マウスガード

マウスガード・ナイトガード用(ソフトシート)

マウスガードやナイトガードなど、汎用的にお使い頂ける透明色の1層構造のマウスピースシートです。

- 素材：EVA
- 構造：1層構造
- 販売単位：10枚入/2枚入
- 軟質シート

丸型タイプ

■ 寸法：Φ120mm

クリア

角型タイプ

■ 寸法：127x127mm

クリア

厚さ

1.0mm
1.5mm
2.0mm
3.0mm
3.8mm

バイタルブラキシズムスプリント

歯ぎしり防止用(ハードシート)

クリア

厚さ

0.5mm	1.5mm
0.8mm	2.0mm
1.0mm	3.0mm

歯ぎしり防止用ナイトガードや、顎関節症の除痛用にお使い頂ける1層シートです。

■ 素材：PETG ■ 販売単位：10枚入

■ 構造：1層構造 ■ 硬質シート

■ 寸法：127x127mm

■ 湿気防止のため、真空パック状態で梱包しております。

一般的名称：歯科咬合スプリント用材料 一般医療機器医療機器届出番号：13B3X00503VSP001

keystone Industries スポーツマウスガード

スポーツマウスガード用(ソフトシート)

厚さ

クリア	ブラック	ホワイト	レッド	ブルー	イエロー	オレンジ	グリーン	パープル
3.0mm	※ ○	※ ○	※ ○	※ ○	※ ○	○	○	○
3.8mm	※ ○	※ ○	※ ○	※ ○	※ ○	○	○	○
4.0mm	○	○	○	—	—	—	—	—
5.0mm	○	○	○	○	○	—	—	—

厚さ

ネオンピンク	ネオンブルー	ネオンイエロー	ネオンオレンジ	ゴールド	シルバー
3.0mm	—	○	○	—	○
4.0mm	—	○	—	○	—

■ 素材：EVA

■ 構造：1層構造

■ 販売単位：5枚入/2枚入

■ 軟質シート

■ 寸法(角型)：127x127mm

■ 寸法(丸型)：Φ120mm

al dente dentalprodukte コンビロックプラス

ハイブリッド2層構造(ハードシート・ソフトシート)

ソフトシート(粘膜面)の快適性とハードシート(咬合面)の耐久性を兼ね備えた、ハイブリッド2層構造のマウスピースシートです。

※湿気防止のため、真空パック状態で梱包しております。

丸型タイプ

■ 寸法：Φ120mm

クリア

角型タイプ

■ 寸法：125x125mm

クリア

厚さ

2.0mm
3.0mm

一般的名称：歯科咬合スプリント用材料 一般医療機器医療機器届出番号：23B2X10023000375

keystone Industries ドゥ・スポーツ

プレミアムスポーツマウスガード
2層構造で、衝撃吸収性と耐久性に優れたドゥ・スポーツシリーズです！

丸型タイプ

■ 寸法：Φ120mm

半透明 紫 緑 橙 赤 黒/赤

角型タイプ

■ 寸法：127x127mm

JAPAN 半透明 紫 緑 橙 赤 赤/白 青/黄 青/赤

■ 素材：EVA

■ 構造：2層構造

■ 販売単位：1枚入

■ 軟質シート

■ 厚さ：3.5mm

keystone Industries グリッターガード

プレミアムスポーツマウスガード ■ 素材：EVA ■ 構造：2層構造 ■ 販売単位：1枚入 ■ 軟質シート ■ 厚さ：3.5mm ■ 寸法：127x127mm

オレンジ

グリーン

ブルー

ピンク

パープル

イエロー

keystone Industries ファンガード

プレミアムスポーツマウスガード ■ 素材：EVA ■ 構造：2層構造 ■ 販売単位：1枚入 ■ 軟質シート ■ 厚さ：3.5mm ■ 寸法：127x127mm

ミッドナイト

フラミンゴ

パトリオット

レインボー

ミリタリー

シャムロック

※すべての商品の色は現物と多少異なる場合がございます。 商品仕様は予告なく変更することがございます。 2023.05.24 1000