

keystone Industries マウスガード


マウスガード・ナイトガード用(ソフトシート)

マウスガードやナイトガードなど、汎用的にお使い頂ける透明色の1層構造のマウスピースシートです。

- 素材：EVA
- 構造：1層構造
- 販売単位：10枚入/2枚入
- 軟質シート

丸型タイプ

■ 寸法：Φ120mm



クリア

角型タイプ

■ 寸法：127x127mm



クリア

厚さ

1.0mm
1.5mm
2.0mm
3.0mm
3.8mm

丸型タイプ

■ 寸法：Φ120mm



クリア

角型タイプ

■ 寸法：125x125mm



クリア

厚さ

2.0mm
3.0mm

一般的名称：歯科咬合スプリント用材料 一般医療機器医療機器届出番号：23B2X10023000375

バイタル ブラキシズムスプリント

歯ぎしり防止用(ハードシート)



クリア

厚さ

0.5mm	1.5mm
0.8mm	2.0mm
1.0mm	3.0mm

歯ぎしり防止用ナイトガードや、顎関節症の除痛用にお使い頂ける1層シートです。

即重レジン 接着可能


- 素材：PETG
- 構造：1層構造
- 寸法：127x127mm
- 販売単位：10枚入
- 硬質シート

※湿気防止のため、真空パック状態で梱包しております。

一般的名称：歯科咬合スプリント用材料 一般医療機器医療機器届出番号：13B3X00503VSP001

keystone Industries スポーツマウスガード

スポーツマウスガード用(ソフトシート)



厚さ	クリア	ブラック	ホワイト	レッド	ブルー	イエロー	オレンジ	グリーン	パープル
3.0mm	—	※ ○	※ ○	※ ○	※ ○	※ ○	○	—	○
3.8mm	—	※ ○	※ ○	※ ○	※ ○	※ ○	○	○	○
4.0mm	※ ○	○	○	—	—	—	—	—	—
5.0mm	○	○	○	○	○	○	—	—	—

※マーク：丸型の取り扱いもごさいます。



厚さ	ネオブルー	ネオイエロー	ゴールド	シルバー
3.0mm	○	○	—	○
4.0mm	—	—	○	—

- 素材：EVA
- 構造：1層構造
- 販売単位：5枚入/2枚入
- 軟質シート

■ 寸法(角型)：127x127mm
■ 寸法(丸型)：Φ120mm

al dente dentalprodukte コンビロックプラス

ハイブリッド2層構造(ハードシート・ソフトシート)


ソフトシート(粘膜面)の快適性とハードシート(咬合面)の耐久性を兼ね備えた、ハイブリッド2層構造のマウスピースシートです。

- 素材：ハード(PETG) ソフト(TPU)
- 構造：2層構造
- 販売単位：1枚入

※湿気防止のため、真空パック状態で梱包しております。

丸型タイプ

■ 寸法：Φ120mm



クリア

角型タイプ

■ 寸法：125x125mm



クリア

厚さ

2.0mm
3.0mm

一般的名称：歯科咬合スプリント用材料 一般医療機器医療機器届出番号：23B2X10023000375

keystone Industries ドゥ・スポーツ

プレミアムスポーツマウスガード 2層構造で、衝撃吸収性と耐久性に優れたドゥ・スポーツシリーズです！

丸型タイプ ■ 寸法：Φ120mm



半透明


紫

緑

橙

赤

黒/赤



青/白

赤/白

白/紫

青/黄

赤/白/青


青/白/青

赤/白/緑

青/黄/青

赤/白/黒

角型タイプ ■ 寸法：127x127mm



JAPAN

半透明

紫

緑

橙

赤

赤/白

青/黄

青/赤



紫/黄

緑/黄

黒/黄

白/紫

黒/赤

青/白

橙/白

赤/黄

黒/白



青/橙

緑/白

緑/青

マロン/黄

赤/白/青

赤/白/赤

赤/白/緑

赤/白/黒

緑/白/黒



青/黄/青

橙/黒/橙

黄/赤/黄

青/白/青

緑/白/緑


黄/白/黄

- 素材：EVA
- 構造：2層構造
- 販売単位：1枚入
- 軟質シート
- 厚さ：3.5mm

keystone Industries グリッターガード

2層構造で、衝撃吸収性と耐久性に優れたグリッターガードシリーズ。ラメの入った、キラキラしたデザインが特徴です！

プレミアムスポーツマウスガード ■ 素材：EVA ■ 構造：2層構造 ■ 販売単位：1枚入 ■ 軟質シート ■ 厚さ：3.5mm ■ 寸法：127x127mm



オレンジ

グリーン

ブルー

ピンク

パープル

イエロー

keystone Industries ファンガード

2層構造で、衝撃吸収性と耐久性に優れたファンガードシリーズ。迷彩柄をベースとした鮮やかなデザインが特徴です！

プレミアムスポーツマウスガード ■ 素材：EVA ■ 構造：2層構造 ■ 販売単位：1枚入 ■ 軟質シート ■ 厚さ：3.5mm ■ 寸法：127x127mm



ミッドナイト

フラミンゴ

パトリオット

レインボー

ミリタリー

シャムロック

※すべての商品の色は現物と多少異なる場合がございます。商品仕様は予告なく変更することがございます。

■ 製造販売元



名南歯科貿易株式会社

http://www.meinandental.com

- 名古屋本社
- 東京オフィス・ショールーム

〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL：(052)799-4075 FAX：(052)353-6610
〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F
TEL：(03)6261-3523 FAX：(03)6261-3524