

# バキュームアダプター



YouTubeで使い方の動画も公開しています！



ヒーターエレメントカバー

左右対称のシンメトリーなヒータングエレメント

真空プラットフォーム

耐久性の高い鋳鉄製のベース

挟んだシートの加熱位置（高さ）を調整するためのハンドル

フレームを開閉するハンドル

ヒーターとバキュームを作動させるための切り替えスイッチ

## 本体スペック

サイズ	230x210x366 mm
重量	6.5kg
電源	110V 50/60Hz
消費電力	1,475W

**販売価格 120,000円 (税別)**

一般的名称：歯科技工用成型器 一般医療機器医療機器届出番号 23B2X10023000001

## 関連商品一覧

### シリコンスプレー **準備**



模型の上からシュートと吹き。ジスキの分離剤としてお使いください。

販売価格 1,500円(税別)


### スプリントシステムキット **準備 成型**



精度の高いスプリント成形を補助します。余分なアンダーカット部分を埋めることで、模型からの取り外しが容易になります。

販売価格 20,000円(税別)

### ジスク用トレイ(角) 2枚入 ジスク用トレイ(丸) 2枚入 **準備**



角型：1/4の大きさの角型ジスクを成型できるトレイです。  
丸型：丸型のジスクを成型できるトレイです。

販売価格 各6,000円(税別)

### ブロックアウト粘土(500g) **準備**



大きなアンダーカットのブロックアウトにも。

販売価格 1,200円(税別)

### ソニックカッター ZO41-II **除去**



ハサミでは切ることの難しかった硬くて厚いジスクも、超音波の力で楽にカットができます。

販売価格 68,000円(税別)

### ハンディートーチ MJ600 **仕上げ**



炎の出ないトーチで焦がしたり変色させることなく適度な炎射効果で周縁部を滑らかにしたり、艶出しをするのに便利です。

販売価格 4,300円(税別)

### アルミニウムトレイ ハンドル(10入) **仕上げ**



販売価格 各300円(税別)

### スーパーシート(艶出しシート) **仕上げ**



トーチで軟化させたジスクに軽く押し付けるだけで艶出しができます。

販売価格 2,400円(税別)

### セントリフューズキット **仕上げ**



マウスガードにラミネート加工が可能に。簡単にオリジナルのマウスピースを作成できます。

販売価格 44,000円(税別)

※製品の色は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告なく変更することがあります。

製造販売元

## 名南歯科貿易株式会社

本社：〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町2番26号  
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

東京オフィス：〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F & ショールーム  
TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

お取扱店

# 名南マウスガード総合カタログ

## グリッターガード

プレミアムスポーツマウスガード

2層構造で、衝撃吸収性と耐久性に優れたグリッターガードシリーズ。ラメの入った、キラキラしたデザインが特徴です！



**販売価格 各1,500円(税別)**



- 素材：EVA（100%）
- 構造：2層構造
- 販売単位：1枚入
- 軟質シート
- 寸法：127×127mm
- 厚さ：3.5mm

ドゥ・スポーツ断面図

2層高級ラミネート加工で高耐久性を実現！



オレンジ

グリーン

ブルー

ピンク

パープル

イエロー

## ファンガード

プレミアムスポーツマウスガード

2層構造で、衝撃吸収性と耐久性に優れたファンガードシリーズ。迷彩柄をベースとした鮮やかなデザインが特徴です！



**販売価格 各1,500円(税別)**



- 素材：EVA（100%）
- 構造：2層構造
- 販売単位：1枚入
- 軟質シート
- 寸法：127×127mm
- 厚さ：3.5mm



ミッドナイト

フラミンゴ

パトリオット



レインボー

ミリタリー

シャムロック

# ドゥ・スポーツ

keystone industries

## 丸型タイプ



## 角型タイプ



## JAPAN




# マウスガード

マウスガード・ナイトガード用(ソフトシート)

マウスガードやナイトガードなど、汎用的にお使い頂ける透明色の1層構造のマウスピースシートです。

- 素材: EVA
- 構造: 1層構造
- 販売単位: 10枚入/2枚入
- 軟質シート

丸型 Φ120mm 角型 127x127mm



クリア

厚さ	10枚入	2枚入
1.0mm	¥2,100	¥450
1.5mm	¥2,200	¥490
2.0mm	¥2,400	¥510
3.0mm	¥2,600	¥550
3.8mm	¥3,200	¥650

(表記の価格はすべて税別です。)

# コンビロックプラス

ハイブリッド2層構造(ハードシート・ソフトシート)

ソフトシート(粘膜面)の快適性とハードシート(咬合面)の耐久性を兼ね備えた、透明性の高いハイブリッド2層構造のマウスピースシートです。

- 素材: ハード(PETG) ソフト(TPU)
- 構造: 2層構造
- 販売単位: 1枚入

※湿気防止のため、真空パック状態で梱包しております。

丸型 Φ120mm 角型 125x125mm



クリア


厚さ	1枚入
2.0mm	¥1,000
3.0mm	¥1,200

(表記の価格はすべて税別です。)


# スポーツマウスガード

スポーツマウスガード用(ソフトシート)

カラーは豊富な15種類。スタンダードなカラーから光沢のあるネオンカラーまでお選び頂けるスポーツ用マウスガードです。



角型タイプ	クリア	ブラック	ホワイト	レッド	ブルー	イエロー	オレンジ	グリーン	パープル
厚さ	クリア	ブラック	ホワイト	レッド	ブルー	イエロー	オレンジ	グリーン	パープル
3.0mm	—	¥1,200/¥500	¥1,200/¥500	¥1,200/¥500	¥1,200/¥500	¥1,200/¥500	¥1,200/¥500	¥1,200/¥500	¥1,200/¥500
3.8mm	—	¥1,300/¥540	¥1,300/¥540	¥1,300/¥540	¥1,300/¥540	¥1,300/¥540	¥1,300/¥540	¥1,300/¥540	¥1,300/¥540
4.0mm	¥1,700/¥720	¥1,900/¥810	¥1,900/¥810	—	—	—	—	—	—
5.0mm	¥2,300/¥920	¥2,300/¥920	¥2,300/¥920	¥2,300/¥920	¥2,300/¥920	¥2,300/¥920	—	—	—



厚さ	ネオンピンク	ネオンブルー	ネオンイエロー	ネオンオレンジ	ゴールド	シルバー
3.0mm	—	¥1,400/¥600	¥1,400/¥600	¥1,400/¥600	—	¥1,400/¥600
4.0mm	—	¥2,000/¥860	—	¥2,000/¥860	¥2,000/¥860	—




丸型タイプ	クリア	ブラック	ホワイト	レッド	ブルー	イエロー
厚さ	クリア	ブラック	ホワイト	レッド	ブルー	イエロー
3.0mm	—	¥1,200/¥500	¥1,200/¥500	¥1,200/¥500	¥1,200/¥500	¥1,200/¥500
3.8mm	—	¥1,300/¥540	¥1,300/¥540	¥1,300/¥540	¥1,300/¥540	¥1,300/¥540
4.0mm	¥1,700/¥720	—	—	—	—	—

keystone industries

- 素材: EVA
- 構造: 1層構造
- 販売単位: 5枚入/2枚入
- 軟質シート

- 寸法(角型): 127x127mm
- 寸法(丸型): Φ120mm



(表記の価格はすべて税別です。)

# バイタル ブラキシズムスプリント

歯ぎり防止用(ハードシート)

歯ぎり防止用ナイトガードや、顎関節症の除痛用にお使い頂ける硬質シートです。

- 素材: PETG
- 構造: 1層構造
- 寸法: 127x127mm
- 販売単位: 10枚入
- 硬質シート

※湿気防止のため、真空パック状態で梱包しております。

厚さ	10枚入	2枚入
0.5mm	¥1,090	¥2,060
0.8mm	¥1,380	¥2,560
1.0mm	¥1,660	¥3,350

(表記の価格はすべて税別です。)

# コーピング

ワックスコーピング用(ハードシート)

ワックスアップ時に使用するコーピングを、フォーマーで作成していただける硬質シートです。

- 素材: 樹脂
- 構造: 1層構造
- 寸法: 127x127mm
- 販売単位: 10/2枚入
- 硬質シート

厚さ	10枚入	2枚入
0.5mm	¥1,000	¥220
1.0mm	¥1,000	¥220

(表記の価格はすべて税別です。)

# ベースプレート

基礎床用(ハードシート)

基礎床にお使い頂ける硬質シートです。

- 素材: 樹脂
- 構造: 1層構造
- 寸法: 127x127mm
- 販売単位: 10/2枚入
- 硬質シート

厚さ	10枚入	2枚入
1.5mm	¥1,800	¥380
2.0mm	¥1,800	¥380
2.5mm	¥2,000	¥440

(表記の価格はすべて税別です。)

# 個人トレー

個人トレー用(ハードシート)

個人トレーをフォーマーで作成していただける薄いブルーの硬質シートです。

- 素材: 樹脂
- 構造: 1層構造
- 寸法: 127x127mm
- 販売単位: 10/2枚入
- 硬質シート

厚さ	10枚入	2枚入
3.2mm	¥2,200	¥460
3.8mm	¥2,200	¥460

(表記の価格はすべて税別です。)