



Made In
U.S.A

Ray Foster

正確、効率的、かつ信頼性の高い歯科技工用グラインダーとトリマー、
アメリカのレイフォスター社が、その全てを実現します。

ハイスピードグラインダー



可変速度制御を備えた高速グラインダー

ダストコレクター



切削時の粉塵をしっかりコレクト

ドライトリマー 10インチ



水不要の乾式モデルトリマー

モデルトリマー 10・12インチ



注水して使用する湿式モデルトリマー



Meinan

名南歯科貿易株式会社

ハイスピードグラインダー

速度調整OK

ロングライフ

集塵機接続OK

可変速度制御を備えた高速グラインダー



ダストコレクター
連動可能

一般医療機器届出番号：23B2X10023000015

スプルーの切断やコバルトのフレームワークの仕上げ、研磨作業において時間を短縮できます。スピンドルや安全シールド、照明(別売り)の位置を作業が行いやすい高さへ自由に調整できます。

消耗品のスピンドル本体(70,000円税別)、チャック(4,500円税別)も販売しており、永くご使用頂けます。

こちらの本体に集塵機は付属しておりません。別売りのダストコレクターとON/OFF電源が連動可能です。

ダイヤルでスピードコントロールが簡単！



本体前面にスピード調整が可能な無段階ダイヤルが装備。

サイズ	260 × 330 × 280 mm
重量	12.7 kg
電源	115V 50/60 Hz

標準価格 280,000円(税別)

(税込:308,000円)

ドライトリマー 10インチ

乾式(ドライ)

排水不要

集塵機接続OK

水不要の乾式モデルトリマー



ダストコレクター
連動可能

一般医療機器届出番号：23B2X10023000028

給水に接続する必要がなく排水管も必要としないので、どんな場所にも置くことができます。水を使用しないので石膏の吸水膨張や劣化がなく、滑らかで綺麗に切削することができます。シンプルな構造により、静かでスムーズな稼働が可能です。オリジナルのシングドアにより、ディスクの交換や内部の清掃が非常に楽に行えます。石膏排水が出ないので、環境に優しい仕様です。

こちらの本体に集塵機は付属しておりません。別売りのダストコレクターとON/OFF電源が連動可能です。



粘着ディスク(5入) A028
販売価格:12,000円(税別)



クリーニング棒 X164
販売価格:3,500円(税別)

サイズ	365 × 420 × 365 mm
重量	15.5 kg
電源	115V 50/60 Hz

標準価格 160,000円(税別)

(税込:176,000円)

モデルトリマー 10・12インチ

湿式(ウェット)

要排水

2サイズ展開

注水して使用する湿式モデルトリマー



一般医療機器届出番号：23B2X10023000027

鋳造アルミニウムで構成された本体は白いエポキシ樹脂でコーティングされており、耐久性・耐腐食性に優れております。使い勝手にこだわったシングドアにより、ディスクの交換や内部清掃が非常に楽に行えます。大型のモーターを搭載することで切削力があり、高トルクなので強く模型を押し当てても止まることなく安心して作業が行えます。



ディスク(10インチ用)
販売価格:8,800円(税別)

ディスク(12インチ用)
販売価格:12,000円(税別)

10インチモデル

12インチモデル

サイズ(10インチ)	365 × 420 × 365 mm
サイズ(12インチ)	420 × 400 × 430 mm
重量(10インチ)	15.5 kg
重量(12インチ)	18.0 kg
電源	115V 50/60 Hz

標準価格 130,000円(税別)

(税込:143,000円)

標準価格 160,000円(税別)

(税込:176,000円)

ダストコレクター

静音(59dB)

大容量の集塵

2口接続可能

切削時のダストをしっかりコレクト



非常に静かな59dBのノイズレベルを実現しながら、強い吸引力をキープします。交換が簡単で経済的な使い捨てフィルターは、3ミクロンまでの粒子をしっかりと捕らえます。

上部には吸引口が2ヶ所あり、2つのホースを同時に接続できます。

**長さ約2メートル(口径約3.8 cm)のホースが1本同梱



ダストコレクター用平台車 X152
販売価格:15,000円(税別)



ダストコレクター用ダストバッグ 10入
販売価格:12,000円(税別)

サイズ	320 × 320 × 510 mm
重量	16.0 kg
電源	115V 50/60 Hz
ノイズ	59 dB

標準価格 180,000円(税別)

(税込:198,000円)

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

2021.09.01 n/a



■ 製造販売元
名南歯科貿易株式会社
www.meinandental.com
meinan@meinandental.com

本社 454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052) 799-4075 FAX: (052) 353-6610
東京オフィス 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F
& ショールーム TEL: (03) 6261-3523 FAX: (03) 6261-3524

YouTube
名南チャンネル

