

# 高純度ピュアシリコン

低収縮率で高精度、ベタつきを抑える。

SILCONIC®  
Silicone Experts



Made in Germany

歯科技工用 複模型用シリコン

# レプリシル



1 + 1kg (2kg)



6 + 6kg (12kg)



Meinan

名南歯科貿易株式会社

# ショア硬度A 22、裂けにくいけど高精度

## 製品特長

### ピュアシリコンで印象を高品質に

混ぜ物や添加物を排除し、シリコン本体の純度にこだわった印象材です。この「ピュア」なシリコンにより、高い精度と硬化後時間が経ってもベタつきが出ない素材感を実現しました。

また、ベース剤に含まれる高級キャタリストが、硬化時の収縮を防ぎます。

### 裂けにくく、高い操作性と流動性

高い引張抵抗により、時間が経過しても収縮・型崩れしにくく、加えて脱着時に歯間部が裂ける失敗を防ぎます。流動性が高いため、細部への流し込みも容易です。脱離時にアンダーカット部が裂ける失敗も防ぎます。



#### 製品仕様

容量	1kg+1kg / 6kg+6kg
カラー	ピンク
混合比	1 : 1
混合時間(23℃)	40秒
作業時間(23℃)	約6分
硬化時間	約25分
引張抵抗	約3.5N/cm <sup>2</sup>
引張率	約400%
ショア硬度(60分後)	ショアA 22
保管温度	4~30℃

商品番号: 007550

レプリシル 2kg (1+1kg)



商品番号: 007551

レプリシル 12kg (6+6kg)



販売価格

12,800円(税別)

販売価格

69,800円(税別)

レプリシル 一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000265

## 関連商品

商品番号: 007590

### オートシリコンディスペンサーevo



- オートシリコンディスペンサーevo本体
- 電源コード ●ミキシングチップ(100入)
- レプリシル用ジョイント(6+6kg)

<製品情報>

- 型番: DA2000 ■電源: AC100V 50/60Hz
- 消費電力: 250W ■重量: 12.5kg
- サイズ W×D×H: 290×450×310mm



フットペダルの使用で、両手でフラスコを固定しながら自動練和ができるため、フラスコへの注入に集中することができます。

オートシリコンディスペンサー本体 **380,000円(税別)**

フットペダル (オプション) **18,000円(税別)**

一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000195

### フラスコ・スタビライザー各種



#### ●フラスコセット

- ・サイズ1 (68x81mm) 007507
- ・サイズ2 (73x91mm) 007508

繰り返し使えて経済的で、安定した複模型シリコンが製作できます。

各サイズ **4,400円(税別)**

#### ●スタビライザー

- ・サイズ1用 007509
- ・サイズ2用 007510

シリコンの厚みが均一になり、複模型シリコンの製作精度が上がります。

各サイズ **2,400円(税別)**

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

2022.07.21 300

www.meinandental.com

製造販売元



名南歯科貿易株式会社  
www.meinandental.com

●名古屋本社  
〒454-0805 名古屋市中川区戸町2番26号  
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

●東京オフィス・ショールーム  
〒102-0082 東京都千代田区一善町27-2理工図書ビル2F  
TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

取扱店