



鑄造床用リン酸塩系埋没材 サンプル品
ご依頼OK!

シェーラキャスト

20kg (2.5kg/8入)

販売価格 **¥12,800** (税別)

一般医療機器医療機器届出番号：23B2X10023000260

高いコストパフォーマンスを維持しながら高い適合性能を誇る、
ドイツで人気の鑄造床用埋没材！

- ・常に安定した適合性を提供します。
- ・膨張率のコントロールが容易です。
- ・急速加熱法と、温室から上昇させるオーバーナイト法の両方に対応しています。
- ・コバルトクロムなど、高融合金の鑄造に最適です。
- ・非常に滑らかな鑄造面を提供します。



■ 関連商品



シェーラ社埋没材専用の混合液
シェーラリキッド
1L ¥3,700-
5L ¥13,200-

正確な膨張を促す、
シェーラ社埋没材専用の混合液です。

表面張力を下げて
埋没材の流動性を上げる
界面活性剤

シェーラ リラクサ
スプレー50ml ¥1,200-
詰替用 500ml ¥6,000-



ホルムアルデヒド・アルコールフリーで、鑄造面荒れの心配が不要な強力界面活性剤です。

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売元

名南歯科貿易株式会社
Meinan
www.meinandental.com

●名古屋本社 〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
●東京オフィス・ショールーム 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610 TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

スペック

内容量	20kg (2.5kg/8入)
用途	鑄造床用
混合比	400g (粉末) : 84ml (専用液+蒸留水)
硬化時間	20分
急速加熱	対応 (850°C/45分以上) ** 対応金属によります。

クラウン・ブリッジ用
シェーラ マップルリング
3x S Φ47cm ¥6,000-
6x M Φ58cm ¥6,500-
9x L Φ75cm ¥7,000-

シェーラ マップルリング MG
¥7,000-

金属床向け
(デンチャー用)



全方位の膨張を促す、
軟性のマップルリングです。

AES ウールを使用した
人体に優しいリングライナー
シェーラ リングライナー

幅 50x 厚 1mm
合計 25 メートル
¥4,500-

ガス放出性が高い、バイオキャストイング
ライナーです。



www.meinandental.com

取扱店

