



ターコイズブルー



テラレッド

液状超硬石膏（台付け専用石膏）

シェーラゾッケルフルツシー


ターコイズブルー 20kg
 テラレッド 20kg

販売価格 **¥12,800**（税別）

一般医療機器医療機器届出番号：23B2X10023000233

フルアーチ模型の土台作成に非常に便利な審美性も高い液状超硬石膏です。

- ・濃厚で、確かなマージンを形成します。
- ・気泡ができにくいバブルフリーベースです。
- ・硬化膨張率が非常に低く、寸法精度の高い模型が得られます。
- ・流動性が高く、基底面とダウエルピンの下にしっかり流れます。



スペック

内容量	20kg
用途	台付け専用
混合比	100g (粉末) : 23ml (精製水)
作業時間	3.5~4.5分
硬化時間	35~40分
膨張率	0.05% (硬化後2時間)
硬化硬度	230MPa (硬化後2時間)

関連商品

コストパフォーマンス抜群の
ロングセラーダウエルピン

サンプル品
ご依頼OK!

名南ニューダウエルピン 1,000入

単面カット No.1 ¥2,800-
 No.2 ¥2,800-
 両面カット No.1 ¥3,200-
 No.2 ¥3,200-



- ・スタンダードな真鍮製のダウエルピンです。
- ・メッキ処理でサビに強く丈夫です。
- ・上部は接着剤がしっかり入り込み外れにくい網目仕様、下部は模型から外し易いスムーズな面に仕上げました。

ロングセラーの低粘度の接着剤

スタータイト 2g x20入

¥5,000-


- ・2gずつの小分けサイズなので、いつも開けて新鮮でお使いいただけます。
- ・細部への使用に大変便利なポリ管ノズル付きです。
- ・低粘度タイプで接着面に厚みを出さずにご使用いただけます。



タフでシャープな交換用ノコ刃

カットイットノコ刃 10本入

¥1,800-



- ・切れ味と耐久性に優れたノコ刃です。
- ・0.2mmの薄い刃で繊細な分割にも最適です。

10本入
 全長：133mm 幅：2.8mm 厚み：約0.2mm

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。製造販売元

2020.12.03 m/a

商品価格は全て税別となります。
www.meinandental.com



取扱店