

NEW

チタン専用埋没材

シェーラ チタンイージー

1.6kg

¥13,800 (税別)

3つのポイント!

1. 急速加熱および従来のオーバーナイトにも対応です。
2. 粒子が細かいので铸造体の表面が非常に滑らかです。
3. 専用液により正確な膨張が得られます。

※ご使用にはシェーラリキッドとシェーラリキッドエクストラの両混合液が必要となります。

多様性と操作性

様々な症例に

金属床の他にも、
クラウンブリッジの铸造にも
使用できます。

操作性も抜群

作業時間も長く、さらに
粒度も細かいので非常に
練和がしやすいです。

フィッティングもこの精度!



(株)メディナ様にて、チタン铸造検証の
ご協力を頂きました。

フィッティングもバッチリで、
すぐに次の工程へ進めることがで
きます!

** シェーラ社製品以外でのご使用の場合、
検証結果と異なる場合がございます。



営業メンバーの声



埋没材専用の混合液

シェーラリキッド

1L ¥3,700-
5L ¥13,200-



チタン埋没材専用の高濃度混合液

シェーラリキッド エクストラ

1L ¥4,800-

シェーラ マッフルリング

3x S Φ47cm ¥6,000-
6x M Φ58cm ¥6,500-
9x L Φ75cm ¥7,000-

シェーラ マッフルリング MG

¥7,000-



金属床用
(デンチャー用)
マッフルリング

全方位の膨張を促す、
軟性のクラウン・ブリッジ用
マッフルリング

表面張力を下げて
埋没材の流動性を上げる
界面活性剤

シェーラ リラクサ

スプレー50ml ¥1,200-
詰替用 500ml ¥6,000-



AES ウールを使用した
人体に優しいリングライナー

シェーラ リングライナー

幅 50x 厚 1mm
合計 25 メートル
¥4,500-



一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000389

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売元



名南歯科貿易株式会社

www.meinandental.com

2020.08.20.3000

●名古屋本社

〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

●東京オフィス・ショールーム

〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F
TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

取扱店

www.meinandental.com