



ターコイズブルー



テラレッド

液状超硬石膏（台付け専用石膏）

# シェーラゾッケルフルツシー

ターコイズブルー

20kg

テラレッド

20kg

販売価格

¥14,200 (税別)

フルアーチ模型の土台作成に非常に便利な審美性も高い液状超硬石膏。

- ・濃厚で、確かなマージンを形成します。
- ・気泡がでにくいバブルフリーベースです。
- ・硬化膨張率が非常に低く、寸法精度の高い模型が得られます。
- ・流動性が高く、基底面とダウエルピンの下にしっかり流れます。



## スペック

内容量	20kg
用途	台付け専用
混合比	100g (粉末) : 23ml (精製水)
作業時間	3.5~4.5分
硬化時間	35~40分
膨張率	0.05% (硬化後2時間)
硬化硬度	230MPa (硬化後2時間)

一般的名称: 歯科用硬質石膏

一般医療機器医器機器届出番号: 23B2X10023000233

## ■ 関連商品

コストパフォーマンス抜群の  
ロングセラーダウエルピン

サンプル品  
ご依頼OK!

### 名南ニューダウエルピン 1,000入

単面カット No.1 ¥3,800-  
No.2 ¥3,800-

両面カット No.1 ¥4,800-  
No.2 ¥4,800-



・スタンダードな真鍮製のダウエルピンです。

・メッキ処理でサビに強く丈夫です。

・上部は接着剤がしっかり入り込み外れにくい網目仕様、  
下部は模型から外し易いスムーズな面に仕上げました。

シルバーとゴールドの2色のご用意がございます。

リニューアルした定番の低粘度接着剤

### クイックタイト 2g x 20入

¥6,000-

・2gずつの小分けサイズなので、  
いつも開けたて新鮮でお使い  
いただけます。

・細部への使用に大変便利な  
ポリ管ノズル付きです。

・低粘度タイプで接着面に厚みを出さず  
にご使用いただけます。



タフでシャープな交換用ノコ刃

### カットイットノコ刃 10本入

¥1,800-



・切れ味と耐久性に優れたノコ刃です。  
・0.2mmの薄い刃で繊細な分割に最適です。

10本入  
全長: 133mm 幅: 2.8mm 厚み: 約0.2mm

商品価格は全て税別となります。

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売元

2022.09.21 n/a

www.meinandental.com

**名南歯科貿易株式会社**

Meinan

www.meinandental.com

●名古屋本社

●東京オフィス・ショールーム

〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F  
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610 TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

取扱店