

# 素早く硬化させて効率化

作業時間の短縮を実現。



Made in Germany

歯科技工用 複模型用シリコン

# アドシルラピッド



1×1kg



6×6kg



Meinan  
名南歯科貿易株式会社

# ショア硬度A 24、硬化時間は約10分で作業を効率化

## 製品特長

### 硬化時間短縮を目指した、ドイツ製シリコン

寸法精度と操作性に優れた付加型の2液性シリコン複模型材です。  
高い脱泡性により、精密な複模型を製作できます。  
硬化時間はわずか10分のため、効率アップして次の工程へ進めます。



### サラサラとした操作感

操作性に優れているので素早く均等に混ざり、凝固後もべたつきません。  
脱泡性も高く、模型からも外しやすいです。



#### 製品仕様

容量	1kg x 1kg / 6kg x 6kg
カラー	イエロー
混合比	1 : 1
混合時間(23℃)	40秒
作業時間(23℃)	約3~4分
硬化時間	約10分
引張抵抗	約2.2N/cm <sup>2</sup>
引張率	約310%
ショア硬度(60分後)	ショアA 24
保管温度	4~30℃

商品番号: 007513

アドシルラピッド 1x1kg



商品番号: 007514

アドシルラピッド 6x6kg



販売価格

12,800円(税別)

販売価格

64,800円(税別)

アドシルラピッド 一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000184

## 関連商品

商品番号: 007590

### オートシリコンディスペンサーevo



- オートシリコンディスペンサーevo本体
- 電源コード ●ミキシングチップ(100入)
- アドシル 1x1kg用ジョイント ●アドシル 6x6kg用ジョイント

#### 製品情報

- 型番: DA2000 ■電源: AC100V 50/60Hz ■消費電力: 250w
- 重量: 12.5kg ■サイズ(WxDxH): 290x450x310mm



フットペダルの使用で、両手でフラスコを固定しながら自動練和ができるため、フラスコへの注入に集中することができます。

オートシリコンディスペンサー本体 **380,000円(税別)**

フットペダル (オプション) **18,000円(税別)**

### フラスコ・スタビライザー各種



- フラスコセット 商品番号
- ・サイズ1 (68x81mm) 007507
- ・サイズ2 (73x91mm) 007508

繰り返し使えるので経済的で、安定した複模型シリコンが製作できます。

各サイズ **4,400円(税別)**

- スタビライザー 商品番号
- ・サイズ1用 007509
- ・サイズ2用 007510

シリコンの厚みが均一になり、複模型シリコンの製作精度が上がります。

各サイズ **2,400円(税別)**

一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000195

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

2022.07.21 300

www.meinandental.com

製造販売元



名南歯科貿易株式会社  
www.meinandental.com

●名古屋本社

〒454-0805 名古屋市中川区南戸町2番26号

TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

●東京オフィス・ショールーム

〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F

TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

取扱店

Meinan  
名南歯科貿易株式会社