

HT-2



HTS-2



TABEO

**ZIRCONIA** シンタリングファーンネス



Meinan  
名南歯科貿易株式会社




販売名：シンタリングファーンネス HT-2  
一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉  
一般医療機器届出番号：23B2X10023000296


# HT-2



## プログラムカーブ



最大可能トレー数：  
Φ120mm×3枚  
※標準付属数は1枚。



焼成サイズ最大級モデル。Φ120mmのトレーを最大3枚まで一度に焼成可能。

エレメント	MoSi2 × 6本
最大容量	90 シングルクラウン
最高加熱速度	99℃ / 分
消費電力	3,800 W
ドライ機能	有り
ヒートアップ換気機能	有り
オーバーナイト機能	有り
サイズ	W500 × D560 × H820 mm
重量	74 kg
電源	200 - 240V 50/60 Hz

標準価格：240万円(税別)




販売名：シンタリングファーンネス HTS-2  
一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉  
一般医療機器届出番号：23B2X10023000295


# HTS-2



## プログラムカーブ



最大可能トレー数：  
Φ120mm×2枚  
※標準付属数は1枚。



スピードシンタリング対応。一度に最大2枚のΦ120mmトレーを焼成可能なコンパクトモデル。

エレメント	MoSi2 × 4本
最大容量	60 シングルクラウン
最高加熱速度	120℃ / 分 **
消費電力	3,200 W
ドライ機能	有り
ヒートアップ換気機能	有り
オーバーナイト機能	有り
サイズ	W390 × D500 × H790 mm
重量	60 kg
電源	200 - 240V 50/60 Hz

\*\* 120℃/分のスーパースピードモードの仕様に条件があります。

標準価格：200万円(税別)




販売名：シンタリングファーンネス TABEO  
一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉  
一般医療機器届出番号：23B2X10023000243


# TABEO



## プログラムカーブ



最大可能トレー数：  
Φ100mm×1枚  
※標準付属数は1枚。



シンプルな機能ながら焼成品質はそのままに。サイズとコストを追求したエントリーモデル。

エレメント	MoSi2 × 4本
容量	20 シングルクラウン
最高加熱速度	25℃ / 分
消費電力	1,500 W
オーバーナイト機能	有り
サイズ	W400 × D400 × H600 mm
重量	55 kg
電源	220 - 240V 50/60 Hz

標準価格：140万円(税別)

## HT-2/HTS-2 専用オプション

Φ120mmのトレー、ディスクが使用可能。  
HT-2は最大3枚、HTS-2は最大2枚の同時焼成が可能です。



シンタリングトレー 120mm  
標準価格：40,000 円(税別)

シンタリングトレーフタ 120mm  
標準価格：30,000 円(税別)

シンタリングディスク 120mm  
標準価格：52,000 円(税別)

## TABEO 専用オプション

Φ100mmのトレー、ディスクが使用可能。



シンタリングトレー 100mm  
標準価格：34,000 円(税別)

シンタリングトレーフタ 100mm  
標準価格：30,000 円(税別)

シンタリングディスク 100mm  
標準価格：52,000 円(税別)

## 全機種 共通オプション



シンタリングビーズ 2.0mm 200g  
標準価格：40,000 円(税別)



シンタリンググラニューレート 200g  
標準価格：20,000 円(税別)

製造販売元 **名南歯科貿易株式会社**



本 社： 〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町 2 番 26 号  
TEL：(052)799-4075 FAX：(052)353-6610  
東京オフィス：〒102-0082 東京都千代田区一番町 27-2 理工図書ビル 2F  
& ショールーム TEL：(03)6261-3523 FAX：(03)6261-3524

Web サイト



YouTube



お取扱店