



ZIRCONIA

シンタリングファーンネス



Meinan
名南歯科貿易株式会社



HT-2

スピード
シンタリング

ノーマル
シンタリング

最大90
ユニット

最大
1,650℃

最大可能トレー数：
Φ120mm×3枚
※標準付属数は1枚です。



一般医療機器医療機器届出番号：23B2X10023000296

焼成サイズ最大級モデル。Φ120mmのトレーを
最大3枚まで一度に焼成可能。

エレメント	MoSi2 × 6本
最大容量	90 シングルクラウン
最高加熱速度	99℃ / 分
消費電力	3,800 W
ドライ機能	有り
ヒートアップ換気機能	有り
オーバーナイト機能	有り
サイズ	W500 × D560 × H820 mm
重量	74 kg
電源	200 - 240V 50/60 Hz

販売価格： **220万円**(税別)



HTS-2

スピード
シンタリング

ノーマル
シンタリング

最大60
ユニット

最大
1,650℃

最大可能トレー数：
Φ120mm×2枚
※標準付属数は1枚です。



一般医療機器医療機器届出番号：23B2X10023000295

スピードシンタリング対応。一度に最大2枚の
Φ120mmトレーを焼成可能なコンパクトモデル。

エレメント	MoSi2 × 4本
最大容量	60 シングルクラウン
最高加熱速度	99℃ / 分
消費電力	3,200 W
ドライ機能	有り
ヒートアップ換気機能	有り
オーバーナイト機能	有り
サイズ	W390 × D500 × H790 mm
重量	60 kg
電源	200 - 240V 50/60 Hz

販売価格： **180万円**(税別)



TABEO

ノーマル
シンタリング

最大20
ユニット

最大
1,650℃

最大可能トレー数：
Φ100mm×1枚
※標準付属数は1枚です。



一般医療機器医療機器届出番号：23B2X10023000243

シンプルな機能ながら焼成品質はそのままに。
サイズとコストを追求したエントリーモデル。

エレメント	MoSi2 × 4本
容量	20 シングルクラウン
最高加熱速度	25℃ / 分
消費電力	1,500 W
オーバーナイト機能	有り
サイズ	W400 × D400 × H600 mm
重量	55 kg
電源	200 - 240V 50/60 Hz

販売価格： **120万円**(税別)

HT-2/HTS-2 専用オプション

Φ120mmのトレー、ディスクが使用可能です。
HT-2は最大3枚、HTS-2は最大2枚の同時焼成が可能です。



シンタリングトレー 120mm
販売価格：36,000 円(税別)

シンタリングトレーフタ 120mm
販売価格：24,000 円(税別)



シンタリングディスク 120mm
販売価格：42,000 円(税別)

TABEO 専用オプション

Φ100mmのトレー、ディスクが
使用可能です。



シンタリングトレー 100mm
販売価格：30,000 円(税別)

シンタリングトレーフタ 100mm
販売価格：24,000 円(税別)

シンタリングディスク 100mm
販売価格：42,000 円(税別)

全機種 共通オプション



シンタリングビーズ 2.0mm 200g
販売価格：34,000 円(税別)



シンタリンググラニューレート 200g
販売価格：16,000 円(税別)

※商品の外観は現物と異なる場合があります。価格・仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売元

名南歯科貿易株式会社

本 社： 〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町 2 番 26 号
TEL：(052)799-4075 FAX：(052)353-6610

東京オフィス：〒102-0082 東京都千代田区一番町 27-2 理工図書ビル 2F
& ショールーム TEL：(03)6261-3523 FAX：(03)6261-3524



お取扱店