

コンビマイクロモーター



ストレートハンドピース

すべてのタイプの作業に最適な、
ポータブルマイクロモーター !!

● 構成

コントロールユニット

スピードコントロール	マイクロモーターコネクター
ハンド/フット選択スイッチ	充電器コネクター
正/逆選択スイッチ	フットペダルコネクター

マイクロモーター

Eタイプマイクロモーター
ストレートハンドピース
ハンドピース設置台

フットペダル

● コントロールユニット

- ・充電可能なポータブル型
- ・寸法: W73XD170XH34mm
- ・重量: 268g
- ・定格電源電圧: AC100~240V
- ・定格電源周波数: 50/60Hz
- ・色: シルバーメタリック

● Eタイプマイクロモーター

- ・回転数: 0~25,000rpm
- ・寸法: L97.25XD23.7mm
- ・重量: 108g



持ち運びに便利な、アルミケース入り !!

一般医療機器

医療機器届出番号: 23B3X00015000045

■販売元

■製造販売元

Meiden 名南歯科貿易株式会社

<http://www.meinandental.com>

本 社
東京事務所

〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL(052)799-4075 FAX(052)353-6610
〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町10番10号
日本橋インテリジェントフラッツ5F
TEL(03)6906-5728 FAX(03)6906-5729