



Meinan  
名南歯科貿易株式会社

# ハンディエコ

HANDY-ECO

ブラシレスモデル  
歯科技工用マイクロモーター



marathon

# N7マイクロモーター

N7 Micro Moter

歯科技工用マイクロモーター



marathon

# ハンディエコ

## HANDY-ECO

ブラシレスモデル

歯科技工用マイクロモーター



### 作業負担を減らすブラシレス

最大回転数の高さや長寿命、低ノイズ、低振動などのメリットがあります。扱いやすく長時間の作業もサポートします。

### 高トルクと安定した回転数

7.8 Ncmの高トルクに加え、最大50,000 rpmのハンドピースが付属します。様々な用途に使用可能です。

#### ● セット内容

コントロールユニット、モーターハンドピース、フットコントロールスイッチ、ハンドピースホルダー、ハンドピーススタンド、チャックレンチ

#### 仕様(ユニット本体)

サイズ(mm)	W141 x D186 x H97
重量	1,600g
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	140W

販売名:ハンディエコ マイクロモーター 一般的名称:歯科技工用モーター  
一般医療機器届出番号:23B2X10023000175

#### 仕様(モーターハンドピース)

サイズ(mm)	L160 x Φ27
重量	231g
コード長さ	1.5メートル
回転速度	1,000 - 50,000 rpm(正/逆)
トルク	最大7.8 Ncm

- ・デジタル速度表示
- ・安全過負荷保護システム
- ・低ノイズと低振動
- ・優れた耐久性
- ・可変速型のフットスイッチ(FS-60N)
- ・縦と横に置ける構造

標準価格 128,000円 (税別)

# N7マイクロモーター

## N7 Micro Moter

歯科技工用マイクロモーター



### スイッチ用防塵カバー

電源スイッチにはカバーが付いており、コントローラー内部へのほこりの侵入を防ぎます。

### 安全過負荷保護システム

過負荷が発生した場合、自動的に保護システムを起動し、LED ライトが点灯します。  
(ハンディエコにも同様の機能が搭載されております。)

#### ● セット内容

コントロールユニット、モーターハンドピース、フットコントロールスイッチ、ACコード、ハンドピースホルダー、ハンドピーススタンド、チャックレンチ、チャックジョイントレンチ

#### 仕様(ユニット本体)

サイズ(mm)	W115 x D147 x H96
重量	1,700g
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	100W

販売名:N7マイクロモーター 一般的名称:歯科技工用モーター  
一般医療機器届出番号:23B2X10023000009

#### 仕様(モーターハンドピース)

サイズ(mm)	L152 x Φ28
重量	210g
コード長さ	1.6メートル
回転速度	0 - 40,000 rpm(正/逆)
トルク	最大4.5 Ncm

- ・安全過負荷保護システム
- ・スイッチ用防塵カバー
- ・ハンドピースホルダーとスタンドが付属
- ・正進/逆進方向切り替えスイッチ
- ・可変速型のフットスイッチ(FS-60)

標準価格 60,000円 (税別)

※ 製品の外観は現物と多少異なる場合がございます。価格・仕様は予告無く変更する場合がございます。

製造販売元 **名南歯科貿易株式会社**



本社: 〒454-0805 愛知県名古屋市千代田区舟戸町2番26号  
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610  
東京オフィス: 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F  
& ショールーム TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524

お取扱店

Web サイト



YouTube

